

Aiguilles hypodermiques NIPRO

Les Aiguilles hypodermiques NIPRO sont des aiguilles à usage unique stériles canule triple biseau en acier inoxydable haute qualité.



Référence : AIGH4012

Prix : 2.95€

Options disponibles :

Dimension : 0.45 x 12mm (Marron), 0.5 x 16mm (Orange), 0.6 x 25mm (Bleu), 0.7 x 40mm (Noir), 0.8 x 25mm (Vert), 0.8 x 40mm (Vert), 0.9 x 25mm (Jaune), 0.9 x 40mm (Jaune), 1.1 x 30mm (Beige), 1.2 x 40mm (Rose)

Description

Aiguilles hypodermiques NIPRO Aiguilles hypodermiques NIPRO spécialiste de l'injection - boîte de 100 aiguilles

Les Aiguilles hypodermiques NIPRO sont des aiguilles à usage unique stériles **canule triple biseau en acier inoxydable** haute qualité.

La conception du biseau des **aiguilles NIPRO en biseau** garantit un indice de pénétration de qualité.

Biseau à triple taille pour une meilleure qualité de pénétration Adaptable au cône Luer ou verrou Luer Lock
Cônes et couleurs conformes aux **normes AFNOR/ISO** embase translucide

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles stériles

Les Aiguilles hypodermiques NIPRO sont disponibles en : 0,45 x 12 mm (Marron) - 26G 0.5 x 16mm (Orange) - 25G 0.6 x 25mm (Bleu) - 23G 0.7 x 40mm (Noir) - 22G 0.8 x 25mm (Vert) - 21G 0.8 x 40mm (Vert) - 21G 0.9 x 25mm (Jaune) - 20G 0.9 x 40mm (Jaune) - 20G 1.1 x 30mm (Beige) - 19G 1.1 x 40mm (Beige) - 19G 1.2 x 40mm (Rose) - 18G

Classe : I stérile

Marquage : CE

[Lien vers la fiche du produit](#)