

## **Powerbreathe plus bleu résistance moyenne**

Powerbreathe plus bleu résistance moyenne pour l'amélioration du souffle chez les personnes actives souffrant de problèmes respiratoires



**Référence :** 6712

**Prix :** 54.90€

### **Description**

Powerbreathe plus bleu resistance moyenne Amélioration du souffle - Powerbreathe Résistance moyenne

Le powerbreathe est un appareil permettant de "muscler" votre diaphragme. La version bleu est conseillé aux personnes ayant une activité sportive régulière et souffrant de problème respiratoire comme l'asthme.

Il dispose d'un système de vanne breveté offrant une charge réglable pour vous entraîner à respirer ainsi le Powerbreathe stimule les muscles inspiratoires permettant d'améliorer leur résistance à la fatigue.

[POWERbreathe® Vert](#) : NIVEAU 1 de 17 à 98 cm H<sub>2</sub>o (personnes souffrant d'un problème respiratoire comme l'asthme) [POWERbreathe® Bleu](#) : NIVEAU 2 de 23 à 186 cm H<sub>2</sub>o (personnes qui ont une forme d'activité régulière, font de l'exercice ou du sport, les gens actifs ayant un problème respiratoire comme l'asthme) [POWERbreathe® Noir](#) : NIVEAU 3 de 29 à 274 cm H<sub>2</sub>o (conseillé aux athlètes d'élite, les compétiteurs et les joueurs de sports d'équipe s'entraînant et pratiquant à un très haut niveau)  
L'Entraînement respiratoire avec le Powerbreathe plus bleu résistance moyenne en vidéo :

CE Médical Classe I

[Lien vers la fiche du produit](#)