

Anse Billeau SPENGLER

L'Anse Billeau SPENGLER, est une anse en acier inoxydable de 16cm permettant le nettoyage du conduit auditif externe.



Marque : SPENGLER

Référence : IA04600

Points de fidélité offerts : 19

Prix : 19.60€

Description

Anse Billeau SPENGLER : Anse Billeau SPENGLER : ORL

L'Anse Billeau SPENGLER, est une anse en acier inoxydable de 16cm permettant le nettoyage du conduit auditif externe dans le cadre d'une otoscopie.

L'oreille sécrétant via les glandes cérumineuse de la **cérumen** il est courant d'utilisé l'**anse de Billeau** afin d'extraire le bouchon pour avoir une vue sur le tympan.

Anse Billeau (O.R.L) 16 cm - 4 mm x 6 mm Acier inoxydable

[Lien vers la fiche du produit](#)