

Bac autoclavable Instrubac 10L ANIOS

Le Bac autoclavable Instrubac 10L ANIOS est un bac de trempage en Polyéthylène.



Marque : ANIOS

Référence : 404002

Points de fidélité offerts : 108

Prix : 159.00€

Description

Bac autoclavable Instrubac 10L ANIOS

Bac autoclavable Instrubac 10L ANIOS : Bac de trempage avec couvercle et panier intérieur pour le ramassage de l'instrumentation souillée.

Le **bac autoclavable Instrubac 10L ANIOS** est un bac en Polyéthylène haute densité. Il permet de **décontaminer** ou **stériliser** toutes sortes d'instruments **par trempage**.

Le panier intérieur permet de sortir facilement les instruments, sans contact avec les mains.

Couvercle sans fente

Fiche technique

Caractéristiques du Bac autoclavable Instrubac 10L ANIOS : Indications d'utilisation du bac :

prédesinfection/désinfection de petits matériels Couleur de l'article : blanc et vert Dimensions hors tout avec couvercle : 400 L x 300 l x 135 H mm Volume utile : 10 litres Description du couvercle : couvercle rentrant

avec coupe vague Composition du couvercle : Polyéthylène haute densité Composition du bac : Polyéthylène haute densité Composition de la poissonnière : Polyéthylène haute densité Autoclavable : oui Conditions de stérilisation : cycle 134°C ? 18 mn cycle 125°C ? 20 mn cycle 121°C ? 30 mn

[Lien vers la fiche du produit](#)