

Balance à colonne 704 classe III sans fil SECA

Balance doté de la nouvelle technologie sans fil seca 360° wireless.



Marque : SECA

Référence : 7047021098

Points de fidélité offerts : 839

Prix : 1089.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Balance à colonne 704 classe III sans fil, Toise seca 220 pour seca à colonne (-774.00€)

Description

MARQUE SECA Balance à colonne 704 classe III sans fil



Paiement
3X sans frais CB

La Balance à colonne 704 classe III sans fil SECA homologué pour les hôpitaux et cliniques est une balance doté de la nouvelle **technologie sans fil seca 360° wireless** permettant de transférer directement les données sur votre ordinateur ou sur l'imprimante seca.

Cette **balance à colonne** permet une capacité très élevée et large plate-forme.

Elle est équipée de roulette de transport permettant de facilité les éventuels déplacement.

Caractéristiques

Fonctions : Tare, figé, IMC, impression/envoi des données auto

Portée : 300 kg

Poids : 14,9 kg

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g

Alimentation : Piles (permettant jusqu'à 16 000 pesées par jeu de piles)

N°appr. D05 09 016

Garantie : 2 ans

Références disponibles :

Balance à colonne 704 classe III sans fil

Toise seca 220 pour seca à colonne



[Lien vers la fiche du produit](#)