

Bande adhésive non élastique Leukotape P BSN MEDICAL

Bandes adhésives non élastiques Leukotape P de BSN est un outil précieux pour les athlètes, les kinésithérapeutes et les médecins du sport. Recommandation en traumatologie sportive.



Marque : BSN MEDICAL

Référence : 76168-00

Points de fidélité offerts : 10

Prix : 11.95€

Description

Bande adhésive non élastique Leukotape P BSN MEDICAL : **Bande adhésive non élastique Leukotape P BSN MEDICAL** Description de la bande adhésive Leukotape P BSN MEDICAL.

Le Leukotape P est un ruban adhésif de haute qualité utilisé en médecine sportive pour soutenir les muscles et les articulations lors d'activités physiques intenses. **Sa conception en coton et sa résistance à l'eau et à la sueur permet au ruban de rester en place pendant des heures.**

Le Leukotape P offre une **grande stabilité articulaire et musculaire** et tout en permettant une **liberté de mouvement naturelle**.

La bande est souvent utilisée par des professionnels et athlètes de haut niveau en raison de son efficacité. Les caractéristiques de la bande Leukotape P :

Facile à dérouler : 3,8 cm x 13,7 m

Adhésivité de la bande très élevée

Contention rigide pour un maintien à toutes épreuves

Peut s'utiliser avec la technique de blocage de la patella Mc Connell

Résistance à l'eau

Pourquoi choisir la bande Leukotape P ?

La bande Leukotape P permet de soulager :

Traumatologie sportive (Fracture, foulure, élongation)

Tractions adhésives

Orthopédie

Tractions adhésives continues

Bande adhésive non élastique Leukotape P BSN MEDICAL et ses avantages :

Pouvoir adhésif très élevé

Très forte résistance à la traction

Hydrophobe

Conseillé d'utiliser l'[Hypafix](#) avant la pose du Leukotape P

Bandage du dos et des épaules

Comment poser la bande adhésive non élastique Leukotape P ?

Etendre la bande à la longueur souhaitée

Prédécouper la bande à l'aide de ciseaux

Appliquer en tension sur la zone souhaitée en fonction de votre pathologie

Une fois appliquée, frotter délicatement la bande à l'aide de vos doigts afin que la colle s'y imprègne

Préconisations à adopter avec la bande adhésive Leukotape P :

Stocker à l'abri de l'humidité dans un lieu propre et sec, où il ne doit pas faire plus de 25 degrés

Appliquer sur peau sèche et lavée

Enlever le Leukotape avant le passage d'une radio car risque d'opacification des clichés ou encore une diffraction du rayonnement ionisant

Une seule couleur disponible pour la bande adhésive non élastique Leukotape P BSN MEDICAL : Support couleur chair 100% Fabrication Française à l'usine de Vibraye



[Lien vers la fiche du produit](#)