

Bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL 2,5 cm x 10 m

Bande adhésive non élastique strappal de chez BSN MEDICAL 2,5 cm x 10 m permet un maintien très efficace et une immobilisation des articulations en post-traumatologie sportive.



Marque : BSN MEDICAL

Référence : 71496-18

Points de fidélité offerts : 5

Prix : 3.85€

Description

Bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL 2,5 cm x 10 m

Bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL

Déscription de la bande adhésive non élastique strappal :

La bande adhésive non élastique strappal est un outil couramment utilisé dans le post-traumatologie sportive pour immobiliser les articulations. **Fabriquées à partir de tissu blanc en fibranne 100% viscose**, elle offre une **grande résistance** et une **adhérence solide pour maintenir les articulations** en place et réduire les mouvements indésirables. **Sans latex**.

Idéal pour le strapping des doigts, du poignet et de la cheville Bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL et ses caractéristiques :

Support en fibranne 100% viscose inextensible

Bords dentelés

Adhésivité importante et prolongée

Masse adhésive sans latex

Tension de déroulement continu

Pourquoi choisir la bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL :
Strapping articulaire rigide

Traumatisme sportif (blessure, entorse, luxation)

Orthopédique (luxation congénitale de hanche)

Tractions adhésives continues

Les avantages de la bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL : Bords dentelés facilitant le découpage sans matériel nécessaire Pas de fils flottant car matériaux de qualité Support inextensible en fibranne Découpable à la main Comment poser la bande strappal non élastique BSN MEDICAL ?
Etendre la bande à la longueur souhaitée

Prédécouper la bande à l'aide d'outils si nécessaires

Appliquer en tension sur la zone souhaitée sans réaliser une circulaire complète afin d'éviter un effet de garrot

Une fois appliquée, frotter délicatement la bande à l'aide de vos doigts afin que la colle s'y imprègne

Préconisations à adopter pour la bande strappal adhésive non élastique BSN MEDICAL :
Stocker à l'abri de l'humidité dans un lieu propre et sec, où il ne doit pas faire plus de 25 degrés

Appliquer sur peau sèche et lavée

Enlever la bande adhésive avant le passage d'une radio car risque d'opacification des clichés ou encore une diffraction du rayonnement ionisant

La bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL :
[Dimensions : 4 cm x 10 m](#)

Une seule couleur disponible pour la bande adhésive non élastique Strappal BSN MEDICAL : Blanc
Fabrication Française à l'usine de Vibraye



[Lien vers la fiche du produit](#)