

Bandelettes Glycémie Accu-Chek Performa ROCHE

Les Bandelettes Glycémie Accu-Chek Performa ROCHE réactives pour les lecteur de glycémies accu chek performa.



Marque : ROCHE

Référence : 06454011031

Points de fidélité offerts : 21

Prix : 24.50€

Description

Bandelettes Glycémie Accu-Chek Performa ROCHE : Bandelettes Glycémie Accu-Chek Performa ROCHE en boîte de 50 Les Bandelettes Glycémie Accu-Chek Performa ROCHE permettent un auto-contrôle de votre glycémie :

Absorption instantanée de 0,6µl de sang

Résultats en 5 secondes environ

Validées pour l'usage du sang capillaire, veineux et l'utilisation en néonatalogie avec des plages d'hématocrite comprises entre 10 et 65%

Les Bandelettes Glycémie Accu-Chek Performa ROCHE sont compatibles avec les lecteurs suivants : Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Nano Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Expert

[Lien vers la fiche du produit](#)