

Bâtonnets écouvillon COMED

Les Bâtonnets écouvillon COMED sont des bâtonnets non stériles avec une tige en bois.



Marque : COMED

Référence : 2510800

Points de fidélité offerts : 1

Prix : 0.95€

Description

Bâtonnets écouvillon COMED Bâtonnets écouvillon COMED en bois

Les **Bâtonnets écouvillon COMED** sont des **bâtonnets non stériles** composés d'une tige en bois de 15cm.

Les **Bâtonnets écouvillon** sont utilisés pour le **soin** et l'**hygiène de la bouche** ainsi pour la **désinfection cutanée**.

Bâtonnets à usage unique


Mode d'emploi des Bâtonnets écouvillon COMED Prendre une tige et l'imbiber du produit adapté à l'utilisation souhaitée Après utilisation jeter le bâtonnet dans un récipient de produits contaminés médicaux Peut être utilisé à sec pour les prélèvements ou les frottements Bâtonnet à usage unique Conditionnement des Bâtonnets écouvillon COMED Bâtonnets tige en bois de 15cm le sachet de 100 pièces

Fiche technique

Précautions d'emploi des Bâtonnets écouvillon COMED : Pour toute utilisation vérifier que le bâtonnet est bien propre et bien sec.

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)