

## Bistouri électrique KENTAMED 1E

Le Bistouri électrique KENTAMED 1E est un bistouri électrique pour les médecins généralistes, dentistes et dermatologues.



**Marque :** RDE

**Référence :** 1E

**Points de fidélité offerts :** 1299

**Prix :** 1299.00€

### Description

Bistouri électrique KENTAMED 1E L'électrochirurgie pour la chirurgie moyenne et mineure.

Le **Bistouri électrique KENTAMED 1E** est un bistouri électrique peu encombrant destiné aux **médecins généralistes, dermatologues et dentistes**. Il dispose des fonctions essentielles à l'**électrochirurgie**.



**Paiement**  
**3X sans frais CB**

Intelligent et fonctionnellement complet, le **Bistouri électrique Electrocut KENTAMED 1E** est destiné à des applications de **chirurgie moyenne et mineure**. Il trouvera parfaitement sa place dans les **cliniques et cabinets médicaux et dentaires**.

Caractéristiques du Bistouri électrique KENTAMED 1E :

Contrôlé par microprocesseur

Puissance de sortie 100 W

5+1 modes d'opération :

Coupe douce

Coupe avec coagulation

Coagulation de contact

Coagulation par étincelage

Coagulation bipolaire et micro bipolaire

Réglages de puissance indépendants pour chaque mode

Sauvegarde des derniers réglages de puissance

Indicateurs de puissance incorrecte et de surchauffe

Applications du Bistouri électrique KENTAMED 1E : Médecine généraliste Dermatologie Dentaire Vétérinaire Gynécologie Le Bistouri électrique KENTAMED 1E est livré avec : 1 Manche porte-électrode à commandes digitales réutilisable 7 électrodes monopolaires 1 plaque réutilisable avec son cordon de 3 m 1 pince bipolaire 1 câble bipolaire 3 m 1 pédale double 1 manuel utilisateur

Garantie : 2 ans



### Fiche technique

Caractéristiques Techniques du Bistouri électrique KENTAMED 1E : Poids : 5 kg Dim. 256 x 200 x 85 mm  
Fréquence : 460 kHz Mode normal : Coupe pure : 100W Coupe avec hémostase : 100W Coagulation de contact : 100W Coagulation par étincelage : 20W Coagulation bipolaire : 80W Coagulation bipolaire coagulation : 35W Garantie 2 ans

### Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)