

Brancard pliant DUMONT SECURITE

Le Brancard pliant DUMONT SECURITE est un brancard en aluminium, doté d'une toile plastifiée lavable.



Marque : DUMONT SECURITE

Référence : 4828T

Points de fidélité offerts : 189

Prix : 189.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Brancard pliant 10-1, Brancard pliant 10-3 (+ 8.50€)

Description

Brancard pliant DUMONT SECURITE : Brancard pliant

Le Brancard pliant DUMONT SECURITE est un brancard en aluminium, doté d'une toile plastifiée lavable et de 4 pieds, il se plie dans sa largeur le rendant plus facile à transporter.

Conforme à la norme 90311

Le Brancard pliant DUMONT SECURITE est disponible en 2 modèles : Brancard pliant 10-1 Brancard pliant 10-3


Fiche technique

Caractéristiques du Brancard pliant DUMONT SECURITE :

Brancard pliant 10-3	Dimensions	L.229 x l.55 x H.14 cm	Brancard pliant 10-1	Poids
6,4 Kg	7 Kg Pour armoire	DUM4956	DUM4830T	

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)