

Chaise de massage Pro OAKWORKS

La Chaise de massage Pro OAKWORKS est une chaise de massage multifonctionnels permettant un confort pour le patients et le thérapeutes.



Référence :5408

Points de fidélité offerts :250

Prix :539.00€

Options disponibles :

Couleur : Chaise OAKWORKS, noire, châssis noir, Chaise OAKWORKS, bleue, châssis noir

Description

Chaise de massage Pro OAKWORKS



Paiement
3X sans frais CB

Chaise de massage Pro OAKWORKS

La **Chaise de massage Pro OAKWORKS** est une **chaise de massage** multifonctionnelle permettant un confort pour le patient et le thérapeute (masseur, kinésithérapeute et physiothérapeute).

Grande stabilité et **confort** exceptionnel pour les clients de tout gabarits, avec peu d'ajustement nécessaire. Réglage facile et rapide des appui-bras, de l'appui-visage, du siège, du coussin de poitrine et des coussins de genoux.

Le textile de recouvrement de la **chaise de massage Pro OAKWORKS** est écologique et doux au toucher, le TerraTouch.

Appui-tête forme ergonomique, la tête est bien soutenue.

Nombreux points de réglage : inclinaison de la nuque, plateau thorax amovible, appui-bras réglable vers le haut ou vers le bas, hauteur réglable par crans d'arrêt, mécanisme breveté de verrouillage pour l'appui-visage.

Assise confortable et stable.

Pliable pour le domicile.

2 roulettes de transport.

poids 9 Kg

poids maximal 150kg

Châssis tubulaire en aluminium anti-rayures

Sellerie Garantie 5 ans, Chassis garanti 10 ans

La Chaise de massage Pro OAKWORKS est disponible en :
Chaise OAKWORKS, noire, châssis noir

Chaise OAKWORKS, bleue, châssis noir



[Lien vers la fiche du produit](#)