

## **Chatoonga Wireless Professional 4 CH**

Stimulateur sans fil 4 canaux développé pour prendre en charge les principales indications de l'électrothérapie



**Marque :** CHATTANOOGA

**Référence :** 2532119

**Prix :** 1399.00€

### **Descriptif :**

Atout du Wireless Professional 4 CH :

Wireless Professional 4 CH est un stimulateur 4 canaux, développé pour prendre en charge les principales indications de l'électrothérapie :

Standard (Tens/NMES) et Full (Neurologie, ACL) avec la liberté offerte par la technologie Wireless. L'absence de câbles et la fonction Trigger permettront de réaliser de nouvelles séances progressives d'électrothérapie en particulier lorsque le praticien souhaite contrôler manuellement la stimulation.

Travail actif avec électro surimposée

Programmes : réhabilitation I & II, préparation physique I & II, Neurologie.

Technologie muscle Intelligence™ 4 fonctions disponibles sur chaque module pour plus de précision.

Multi-Sessions™.

Sans Fil

Caractéristiques :

**Livré avec** 4 modules de stimulation, 2 télécommandes et 1 station de charge évoluée (Smart 4 CH), l'appareil permet l'administration de plusieurs séances simultanément : Multi-Sessions™

Configuration de programmes : Full - 4 CH - Multi-Sessions™

**Technologie Sans Fil - Wireless :** Supprimer toute contrainte d'utilisation en facilitant l'installation de votre patient tout en lui procurant une totale liberté de mouvement. La technologie sans fil vous invite à combiner l'électrothérapie avec des exercices actifs favorisant l'efficacité des séances.

+ **Tens :** De nombreuses situations cliniques nécessitent de combiner les effets thérapeutiques du Tens à tout autre traitement. Le Wireless Professional vous invite à associer 2 programmes simultanément afin d'optimiser les bénéfices de la séance.

**Fonction Trigger :** Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation lorsque ceci est requis dans certains protocoles (dorsiflexion du pied de l'hémiplégique, etc.)

**Skip :** Permet de passer librement d'une phase à une autre (échauffement, travail/repos, récupération)

**Personnalisation :** Gérez vos listes de patients, historiques de traitement et créez vos propres programmes.

**Autonomie et charge rapide :** Batteries intégrées au modules et télécommande en Lithium polymère permettant une charge continue et une autonomie quotidienne de traitement. La station d'accueil permet une recharge complète des modules en moins de 1h30.

**Ressources cliniques intégrées :** Photos de positionnement d'électrodes, paramètres et détails sur le programme directement accessibles sur la télécommande.

**Multi-Sessions™ :** Ces dispositifs sont livrés avec 4 modules, 2 télécommandes et 1 station d'accueil évoluée permettant de synchroniser librement télécommandes et modules afin de réaliser plusieurs séances simultanément. Libérez votre activité en ne disposant plus d'un unique stimulateur mais de plusieurs modules de stimulation et télécommandes activables individuellement selon vos besoins.

Télécommandes/modules supplémentaires en option.

**Garantie 3 ans.**

Spécifications techniques : **Canaux 4 Courant Constant** Jusqu'a une résistance max de 1300 Ohm/canal  
**Incréments**

0,25 mA

**Largeur d'impulsion** 30 à 400 **Fréquence** 1 à 150 Hz **MDD** Classe IIa **IP classe** IP 22 **Applications**  
Type BF conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-2-10 **Alimentation**  
Lithium polymère (LiPo) rechargeable 3,7(V) / > 1500 (mAh) **Dimension** télécommande 105 ? 66 ? 19 mm  
**Dimension** module 55 ? 16 mm **Dimension** station d'accueil SMART 4 CH 265 ? 240 ? 200 mm **Poids**  
télécommande 116 g batterie incluse **Poids** module 62 g batterie incluse **Poids** station d'accueil SMART 4  
CH 2,4 kg **Forme d'onde** Biphase symétrique 100% compensée

[Lien vers la fiche du produit](#)