

Ciseaux de K-Tape K-Scissors

Ciseaux de K-Tape K-Scissors en téflon conçu pour découper les bandes k-tape.



Marque : SISSEL

Référence : 2810

Prix : 27.95€

Description

K-Scissors - Ciseaux de K-Tape Ciseaux de K-Tape K-Scissors en téflon 21 cm

Les Ciseaux de K-Tape K-Scissors, sont des ciseaux en téflon de 21cm spécialement conçus pour la découpe des bandes k-tape.

Ciseaux Spéciaux de K-Taping avec lames en téflon Longueur 21cm

La couche de téflon permet d'empêcher l'infiltration de l'adhésif acrylique dans les pores métalliques de la lame du K-Scissors.

[Lien vers la fiche du produit](#)