

Collecteur à aiguilles Sanibox 170ml

Collecteur d'aiguilles usagées en milieu hospitalier



Référence : SBO-01

Points de fidélité offerts : 1

Prix : 2.40€

Description

SANIBOX Collecteur à aiguilles SANIBOX Collecteur à aiguilles

Le Collecteur à aiguilles Sanibox 170ml est un collecteur destiné à **l'élimination et le transport des aiguilles usagées** en milieu hospitalier, d'analyses et cabinets médicaux.

Une fois le collecteur plein sa **fermeture assure une étanchéité totale**.

Il peut contenir **environ 200 aiguilles**.

Caractéristiques Dimension : 80 x 33 x 110mm Poids : 43g Contenance 170ml Obturateur cranté avec fermeture et ouverture automatiques Guide d'introduction et de dévissage des aiguilles Nouveau dispositif interne et externe Environ 200 aiguilles

Produit Breveté et conforme à la norme AFNOR NFX-30500

[Lien vers la fiche du produit](#)