

Collier cervical réglable EMT'Choice CE DUMONT SECURITE

Le Collier cervical réglable EMT'Choice CE DUMONT SECURITE.



Marque : DUMONT SECURITE

Référence : 302403

Points de fidélité offerts : 13

Prix : 12.00€

Description

Collier cervical réglable EMT'Choice CE DUMONT SECURITE : Collier cervical réglable EMT'Choice CE
Le Collier cervical réglable EMT'Choice CE DUMONT SECURITE est un collier cervical mono-pièce en polyéthylène haute densité injecté et recouvert de mousse hypoallergénique. Ce collier cervical est réglable à 4 tailles et verrouillage par clips fluorescents.

Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, stockage à plat
Résistant à l'eau et radio-transparent

[Lien vers la fiche du produit](#)