

## Compresse de gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER

La Compresse de gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER est entièrement composée de coton, elle est utilisée pour nettoyer, recouvrir les plaies et absorber les fluides corporels.



**Marque :** LOHMANN & RAUSCHER

**Référence :** 18521

**Points de fidélité offerts :** 1

**Prix :** 1.45€

### Options disponibles :

*Dimension :* Sachet de 100 - 5 x 7,5 cm, Sachet de 100 - 7,5 x 7,5 cm (+ 0.50€), Sachet de 100 - 10 x 10 cm (+ 1.75€)

### Description

Compresse de gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER Compresse de gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER

La Compresse de gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER est une compresse 100% coton destinée à nettoyer et recouvrir les plaies mais également à absorber les exsudats.

Stérilisable à la vapeur ( 121° )

Marque de découpe interne, aucun fil sur les bords Conditionnement de la Compresse gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER : Sachet de 100 - 5 x 7,5 cm Sachet de 100 - 7,5 x 7,5 cm Sachet de 100 - 10 x 10 cm

### Fiche technique

**Composition de la Compresse de gaze non stérile Gazin LOHMANN & RAUSCHER :** 100% coton Fil contraste radiologique bleu Polypropylène Fil polyester Sulfate de baryum

[Lien vers la fiche du produit](#)