

Compresse Metalline trachéotomie LOHMANN & RAUSCHER

Métalline pour trachéotomie LOHMANN&RAUSCHER utilisé comme pansement.



Marque : LOHMANN & RAUSCHER

Référence : 23094

Points de fidélité offerts : 29

Prix : 32.99€

Description

Compresse Métalline pour trachéotomie LOHMANN & RAUSCHER Compresse Métalline LOHMANN & RAUSCHER

La Compresse Métalline pour trachéotomie LOHMANN & RAUSCHER a été conçu pour protéger les plaies avec un rôle de pansement après des trachéotomies, néphrostomie ou suite à la pose d'un drain de gros calibre.

Les avantages de la compresse métalline Risque réduit d'adhérence à la plaie Ouverture centrale avec fente d'accès pour canule trachéale 8 x 9 cm, ouverture de 12 à 19 mm pour charrière 31-50

Conditionnement par boîte de 50 compresses

Fiche technique

Composition de la Compresse Metalline LOHMANN & RAUSCHER :

100% viscose (renforcé par un liant acrylate) La couche supérieure de la compresse est recouverte d'aluminium

[Lien vers la fiche du produit](#)