

Coupe-fils stérile SWANN-MORTON

Coupe-fils doté d'une lame stérile en acier inoxydable.



Référence : STC

Points de fidélité offerts : 19

Prix : 19.99€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Court acier carbone - Boîte de 100, Long acier inoxydable - Boîte de 100 (+ 15.00€)

Description

Coupe-fils stérile SWANN-MORTON

Le Coupe-fils stérile SWANN-MORTON est un coupe-fils doté d'**une lame stérile en acier inoxydable** qui peut s'utiliser sans manche.

Caractéristiques

Emballé individuellement sous feuillet métallique

Court acier - 6.5 cm

Long acier - 11 cm

La stérilité des lames coupe-fils est obtenu par irradiation au cobalt 60.

La traçabilité des instruments est assurée par: Une étiquette code barre collée sur les boîtes Le numéro de lot apposé sur les conditionnements unitaires et sur les boîtes

Conditionnement

Court acier carbone - Boîte de 100

Long acier inoxydable - Boîte de 100

[Lien vers la fiche du produit](#)