

Coussin hémostatique type CHUT

Le Coussin hémostatique type CHUT, est un kit permettant la compression.



Marque : DUMONT SECURITE

Référence : 304099

Points de fidélité offerts : 10

Prix : 10.85€

Description

Coussin hémostatique type CHUT : Coussin hémostatique type CHUT

Le Coussin hémostatique type CHUT, est un kit d'urgence à usage unique évitant la surcompression. Il permet la compression d'une coupure en remplacement d'un garrot ou d'une compression manuelle.

Mise en place très rapide, appliquer le pansement absorbant en appuyant et commencer l'enroulement de la bande en laissant déborder de chaque côté.

Le kit **coussin hémostatique type CHUT** comprend :

Pansement absorbant 20 x 15 cm Longueur de l'ensemble : 1,23 m Largeur de l'ensemble : 0,10 m Paire de gants Etiquette de pose

[Lien vers la fiche du produit](#)