

Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST

Le Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST est un coussin en mousse viscoélastique à mémoire de forme.



Marque : PHARMAOUEST

Référence : 17/17270

Prix : 59.00€

Options disponibles :

Dimension : 43 x 45 x 7 cm (+ 14.40€), 43 x 40 x 7 cm

Description

Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST : Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST

Le Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST est un coussin en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Il permet de s'adapter à la morphologie des personne grâce à un effet de moulage de la zone sacrococcygienne et ischiatique.

La mousse du **Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique** permet une stabilisation du bassin sur l'assise, tout en améliorant votre confort.

Conseil d'entretien du Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST :

Mousse :

Vapeur saturante sans ajout de formol Produit désinfectant ou eau savonneuse Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse

Housse :

Lavable à 95°C Pas de chlorage Séchage en tambour à température modérée Pas de repassage Nettoyage à sec

Le coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST est disponible en : 43 x 40 x 7 cm

Fiche technique

Composition du Coussin Prima Form anti escarre viscoélastique PHARMAOUEST : Mousse :

Viscoélastique 80 kg/m³ Housse : Pharmatex 65% polyuréthane - 35% polyester Dessous antiglisse : 57% polyuréthane - 43% polyester Normes au feu : EN597-1 et EN597-2

[Lien vers la fiche du produit](#)