

Couverture bactériostatique DUMONT SECURITE

Couverture bénéficiant d'un traitement antibactérien aux ions d'argent



Marque : DUMONT SECURITE

Référence : DUM9060

Points de fidélité offerts : 74

Prix : 79.95€

Description

MARQUE DUMONT SECURITE Equipement d'urgence Couverture bactériostatique

La Couverture bactériostatique DUMONT SECURITE est une couverture utilisée **pour les premiers secours** permettant d'éviter que le blessé ne se refroidisse.

La couverture bénéficie d'un traitement **antibactérien aux ions d'argent**.

Couverture **anti-feu M1 lavable à 90°C**.

Garnissage en fibre de Polyester enduit polyuréthane traité aux ions d'argent.

Face **intérieur couleur bleu roi** et **face extérieur bleu marine**.

Caractéristiques

Traitée Anti-Microbien Sanitized

Décontaminable, lavable à 90°C et séchage à 60°C à régime lent (ne pas repasser ni stériliser en autoclave)

Dimensions : l. 107 x L. 190 cm

Imperméabilité de la couverture bactériostatique aux liquides des deux faces : ISO 8111981

En options possibilité de marquage SAMU ou Sapeurs-Pompiers, pour cela nous contacter.

[Lien vers la fiche du produit](#)