

## Divan d'examen polyvalent Duolys avec étriers intégrés PROMOTAL

Le divan d'examen Duolys deux divans en un, Divan classique pour la médecine général et se transforme en fauteuil de consultation gynécologique.



**Marque :** PROMOTAL

**Référence :** 2065-10

**Prix :** ~~4789.00€~~ 4489.00€

Offre valable du 10/04/2024 au 17/05/2024

### Options disponibles :

*Choix Piètement :* : Sur Patins, Sur Roues (+ 400.00€)

*couleurs PROMOTAL 2022 :* Classique - Antistatique, Classique - Bleu minuit, Classique - Citron, Classique - Fuchsia, Classique - Glacier, Classique - Gris, Classique - Obscure, Classique - Paon, Classique - Platine, Classique - Prune, Classique - Saphir, Classique - Tomate, *Elégance - Bleu argenté (+ 50.00€), Elégance - Camel (+ 50.00€), Elégance - Crépuscule (+ 50.00€), Elégance - Liège (+ 50.00€), Elégance - Orage (+ 50.00€), Elégance - Paprika (+ 50.00€), Elégance - Végétal (+ 50.00€), Elégance - Vert profond (+ 50.00€)*

*Choix de la livraison :* Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 319.00€), Livraison et installation étage (+ 389.00€)

*Garantie :* Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre, Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et dépl (+ 140.00€)

### Description

Divan d'examen Duolys PROMOTAL Divan avec étriers intégrés PROMOTAL - Mobilier Médical



Paiement  
3X sans  
frais CB

Le divan d'examen duolys est un divan d'examen polyvalent qui permet aux médecins polyvalents d'avoir une utilisation diverse.

Le divan d'examen Duolys peut passer d'une position de divan classique à une position fauteuil de consultation gynécologique.

Ce **Divan Duolys** à hauteur variable dispose d'une paire d'**étriers intégrés**, peut être au choix **sur patins ou sur roues et dispose d'une** sellerie très confortable de 73 cm de large.

Les mouvements électriques doux permettent de rassurer vos patients pendant la consultation.

Caractéristiques du divan d'examen polyvalent Duolys de PROMOTAL : Hauteur variable électrique de 49 à 96cm Le dossier extérieur est réglable par un système de vérin à gaz Le dossier du milieu se règle électriquement Les commandes sont manuelle ou au pied.

Patins de réglage sous piètement ou roues standard

La sellerie est de largeur 73cm, amovible et étanche

Bac amovible en plastique sur rails - capacité de 6 litres

Équipé de deux supports pour rouleau papier - Dimensions : max 60cm de diamètre 15cm

Compatible avec un lève personne, 12 cm de dégagement au sol

**Poids max : jusqu'à 200kg**

Structure acier avec finition époxy gris nuage

Le Divan d'examen Duolys PROMOTAL existe en couleur : Gamme de coloris classique :  
(Pour sellerie uniquement)





Gamme de coloris

élégance

(Pour sellerie uniquement)

Les + de la gamme élégance :

**Traitement de finition avec vernis de protection invisible** : facilité de nettoyage, résistance aux tâches, aux salissures et à la migration des couleurs du jean.

**Traitement Sanitized (Normes ISO 21702)** :

Activité antibactérienne et antivirale avec 99% d'efficacité sur les coronavirus humains.

La gamme élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.






Vidéo d'utilisation du Divan d'examen Duolys PROMOTAL

**Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".**

**Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).**

**Fiche technique**

Mesures du Divan d'examen Duolys avec étriers et patins PROMOTAL :



[Lien vers la fiche du produit](#)