

## **Divan d'examen électrique Caix 2 plans VOG MEDICAL**

Le Divan d'examen électrique Caix 2 plans est un divan permettant de réaliser l'examen médical avec confort.



**Marque :** VOG MEDICAL

**Référence :** 1111/0

**Prix :** 1699.00€

### **Options disponibles :**

*Dimension :* Largeur : 670 mm, Longueur : 800 mm (+ 75.00€)

*Couleur au choix :* Diabolo Club - Maïs, Diabolo Club - Pollen, Diabolo Club - Mandarine, Diabolo Club - Potiron, Diabolo Club - Fuschia, Diabolo Club - Oriflamme, Diabolo Club - Roussillon, Diabolo Club - Petunia, Diabolo Club - Glycine, Diabolo Club - Violette, Diabolo Club - Poirier, Diabolo Club - Tilleul, Diabolo Club - Turquoise, Diabolo Club - Egée, Diabolo Club - Cobalt, Diabolo Club - Orage, Diabolo Club - Albatre, Diabolo Club - Galet, Diabolo Club - Elephant, Diabolo Club - Ecorce, Diabolo Club - Anthracite, Diabolo Club - Marron, Ginkgo - Seigle, Ginkgo - Dune, Ginkgo - Mirabelle, Ginkgo - Granny, Ginkgo - Amande, Ginkgo - Turquoise, Ginkgo - Aigue Marine, Ginkgo - Lavande, Ginkgo - Nuit, Ginkgo - Pétrole, Ginkgo - Capuccino, Ginkgo - Citrouille, Ginkgo - Bégonia, Ginkgo - Groseille, Ginkgo - Pivoine, Ginkgo - Tomate, Ginkgo - Tomette, Ginkgo - Morgon, Ginkgo - Quetsche, Ginkgo - Myrtille, Ginkgo - Blanc, Ginkgo - Mastic, Ginkgo - Pierre, Ginkgo - Souris, Ginkgo - Taupe, Ginkgo - Terre, Ginkgo - Chataigne, Ginkgo - Café, Ginkgo - Chocolat, Ginkgo - Anthracite, Ginkgo - Endive, Ginkgo - Glacier, Ginkgo - Menthe, Ginkgo - Vert, Ginkgo - Lilas, Urban - Perle, Urban - Béton, Urban - Granny, Urban - Absinthe, Urban - Origan, Urban - Pétrole, Urban - Abyse, Urban - Chataîgne, Urban - Ficelle, Urban - Terre, Urban - Orange, Urban - Fuschia, Urban - Tomate, Urban - Prune, Urban - Chocolat, Urban - Ananas, Urban - Turquoise, Urban - Pensée, Urban - Cendre, Urban - Réglisse, Urban - Géranium

*OPTION AU CHOIX :* Livraison Gratuite, Livraison et installation à domicile (+ 175.00€)

### **Description**

Divan d'examen électrique Caix 2 plans VOG MEDICAL

## Divan d'examen électrique Caix 2 plans VOG MEDICAL



**Paiement  
3X sans  
frais CB**

Le Divan d'examen électrique Caix 2 plans est un divan permettant de réaliser l'examen médical avec un maximum de confort grâce à sa hauteur variable de 560mm à 960mm, à commande électrique au pied. Piètement en tube rectangulaire époxy blanc.

Le dossier du **Divan Caix** est réglable par **vérin à gaz** avec commande bilatérale.

Table électrique à hauteur variable de 560 à 960 mm Bâti en tube rectangulaire époxy blanc Carter de protection au niveau du piètement Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide Sellerie cousue, épaisseur 40 mm Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale) Porte rouleau Commande au pied Mousse assise et dossier densité 28 kg/m<sup>3</sup> Moteur classe II

Divan d'examen électrique Caix 2 plans VOG MEDICAL est disponible en largeur : Divan électrique Caix 2 plans - Largeur : 670 mm Divan électrique Caix 2 plans - Largeur : 800 mm

Garantie: 3 ans hors sellerie



**Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".**

**Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étagé, etc..).**

**En cas de besoin merci de nous consulter.**

### **Fiche technique**

Caractéristiques techniques Divan d'examen électrique Caix 2 plans VOG MEDICAL H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm. Dossier: L. 600 × l. 670 mm ou 800 mm Assise: L. 1350 × l. 670 mm ou 800 mm Poids du divan: 80 kg ou 90kg (pour la version 800mm de largeur) Poids supporté: 220 kg

### **Nancier de couleurs**

Nuancier de couleurs pour le Divan d'examen électrique Caix 2 plans VOG MEDICAL Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1 Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.



[Lien vers la fiche du produit](#)