

Divan d'examen électrique Roye 2 plans VOG MEDICAL

Le Divan d'examen électrique Roye est un divan permettant de réaliser l'examen médical avec un maximum de confort.



Marque : VOG MEDICAL

Référence : 4700/0

Prix : 1479.00€

Options disponibles :

Dimension : Largeur : 670 mm, Largeur : 800 mm (+ 65.00€)

Couleur au choix : Diabolo Club - Maïs, Diabolo Club - Pollen, Diabolo Club - Mandarine, Diabolo Club - Potiron, Diabolo Club - Fuschia, Diabolo Club - Oriflamme, Diabolo Club - Roussillon, Diabolo Club - Petunia, Diabolo Club - Glycine, Diabolo Club - Violette, Diabolo Club - Poirier, Diabolo Club - Tilleul, Diabolo Club - Turquoise, Diabolo Club - Egée, Diabolo Club - Cobalt, Diabolo Club - Orage, Diabolo Club - Albatre, Diabolo Club - Galet, Diabolo Club - Elephant, Diabolo Club - Ecorce, Diabolo Club - Anthracite, Diabolo Club - Marron, Ginkgo - Seigle, Ginkgo - Dune, Ginkgo - Mirabelle, Ginkgo - Granny, Ginkgo - Amande, Ginkgo - Turquoise, Ginkgo - Aigue Marine, Ginkgo - Lavande, Ginkgo - Nuit, Ginkgo - Pétrole, Ginkgo - Capuccino, Ginkgo - Citrouille, Ginkgo - Bégonia, Ginkgo - Groseille, Ginkgo - Pivoine, Ginkgo - Tomate, Ginkgo - Tomette, Ginkgo - Morgon, Ginkgo - Quetsche, Ginkgo - Myrtille, Ginkgo - Blanc, Ginkgo - Mastic, Ginkgo - Pierre, Ginkgo - Souris, Ginkgo - Taupe, Ginkgo - Terre, Ginkgo - Chataigne, Ginkgo - Café, Ginkgo - Chocolat, Ginkgo - Anthracite, Ginkgo - Endive, Ginkgo - Glacier, Ginkgo - Menthe, Ginkgo - Vert, Ginkgo - Lilas, Urban - Perle, Urban - Béton, Urban - Granny, Urban - Absinthe, Urban - Origan, Urban - Pétrole, Urban - Abyse, Urban - Chataîgne, Urban - Ficelle, Urban - Terre, Urban - Orange, Urban - Fuchsia, Urban - Tomate, Urban - Prune, Urban - Chocolat, Urban - Ananas, Urban - Turquoise, Urban - Pensée, Urban - Cendre, Urban - Réglisse, Urban - Géranium

OPTION AU CHOIX : Livraison Gratuite, Livraison et installation à domicile (+ 175.00€)

Description

Divan d'examen électrique Roye 2 plans VOG MEDICAL
Divan électrique Roye 2 plans VOG MEDICAL



Paiement
3X sans frais CB

Le Divan d'examen électrique Roye 2 plans est une table électrique permettant de réaliser l'examen médical avec un maximum de confort grâce à sa hauteur variable de 490mm à 960mm, à commande électrique au pied. Piètement en tube rectangulaire époxy blanc.

Le dossier du **Divan Roye** est réglable par **vérin à gaz** avec commande bilatérale.

Table électrique à hauteur variable de 490 à 960 mm Bâti en tube rectangulaire époxy blanc Carter de protection au niveau du piètement Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide Sellerie cousue, épaisseur 40 mm Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale) Porte rouleau Commande au pied Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³ Moteur classe II

Divan d'examen Roye 2 plans VOG MEDICAL disponible en largeur : Divan électrique Roye 2 plans - Largeur : 670 mm Divan électrique Roye 2 plans - Largeur : 800 mm

Garantie: 3 ans hors sellerie



Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étagé, etc..).

En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche technique

Caractéristiques du Divan d'examen Roye 2 plans VOG MEDICAL H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 490/960 mm. Dossier: L. 600 × l. 670 mm ou 800 mm Assise: L. 1350 × l. 670 mm ou 800 mm Poids du divan: 80 kg ou 90kg (pour la version 800mm de largeur) Poids supporté: 220 kg

Nuancier de couleurs

Nuancier de couleurs pour le Divan d'examen électrique Roye 2 plans VOG MEDICAL Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1: Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

[Lien vers la fiche du produit](#)