

Divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG MEDICAL

Le Divan d'examen électrique Roye est un divan permettant de réaliser un examen gynécologique.



Marque : VOG MEDICAL

Référence : 4710/0

Prix : 2385.00€

Options disponibles :

Dimension : Largeur : 670 mm, Largeur : 800 mm (+ 100.00€)

Couleur au choix : Diabolo Club - Pollen, Diabolo Club - Mandarine, Diabolo Club - Potiron, Diabolo Club - Fuschia, Diabolo Club - Oriflamme, Diabolo Club - Roussillon, Diabolo Club - Petunia, Diabolo Club - Glycine, Diabolo Club - Violette, Diabolo Club - Poirier, Diabolo Club - Tilleul, Diabolo Club - Turquoise, Diabolo Club - Egée, Diabolo Club - Cobalt, Diabolo Club - Orage, Diabolo Club - Albatre, Diabolo Club - Galet, Diabolo Club - Elefant, Diabolo Club - Ecorce, Diabolo Club - Anthracite, Diabolo Club - Marron, Ginkgo - Seigle, Ginkgo - Dune, Ginkgo - Mirabelle, Ginkgo - Granny, Ginkgo - Amande, Ginkgo - Turquoise, Ginkgo - Aigue Marine, Ginkgo - Lavande, Ginkgo - Nuit, Ginkgo - Pétrole, Ginkgo - Capuccino, Ginkgo - Citrouille, Ginkgo - Bégonia, Ginkgo - Groseille, Ginkgo - Pivoine, Ginkgo - Tomate, Ginkgo - Tomette, Ginkgo - Morgon, Ginkgo - Quetsche, Ginkgo - Myrtille, Ginkgo - Blanc, Ginkgo - Mastic, Ginkgo - Pierre, Ginkgo - Souris, Ginkgo - Taupe, Ginkgo - Terre, Ginkgo - Chataigne, Ginkgo - Café, Ginkgo - Chocolat, Ginkgo - Anthracite, Ginkgo - Endive, Ginkgo - Glacier, Ginkgo - Menthe, Ginkgo - Vert, Ginkgo - Lilas, Urban - Perle, Urban - Béton, Urban - Granny, Urban - Absinthe, Urban - Origan, Urban - Pétrole, Urban - Aysse, Urban - Chataigne, Urban - Ficelle, Urban - Terre, Urban - Orange, Urban - Fuschia, Urban - Tomate, Urban - Prune, Urban - Chocolat, Urban - Ananas, Urban - Turquoise, Urban - Pensée, Urban - Cendre, Urban - Réglisse, Urban - Géranium

OPTION AU CHOIX : Paire d'étriers INOX (+ 140.00€), Paire d'étriers en PU avec système de rotules (+ 200.00€)

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation à domicile (+ 175.00€)

Description

Divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG MEDICAL
Divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG MEDICAL



Paiement
3X sans frais CB

Le Divan d'examen électrique Roye 3 plans est une table électrique permettant de réaliser un examen médical classique ou gynécologique avec un maximum de confort grâce à sa hauteur variable de 490mm à 960mm. Divan à commande électrique au pied avec piètement en tube rectangulaire époxy blanc.

Le dossier et la partie centrale du **Divan Roye 3 plans** sont réglable par **vérin à gaz** avec commande bilatérale pour le dossier, l'assise étant rélevable et réglable manuellement.

Table électrique de 490 à 960 mm

Bâti en tube rectangulaire époxy blanc

Carter de protection au niveau du piètement

Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide

Sellerie cousue, épaisseur 40 mm

Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)

Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble manuelle (à gauche ou à droite, à préciser)

Assise relevable, réglable manuellement

Cuvette inox

Porte rouleau (dossier et partie centrale)

Commande au pied

Douilles coulissantes pour étriers

Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³

Moteur classe II

Divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG MEDICAL est disponible en largeur : Divan électrique Roye 3 plans - Largeur : 670 mm Divan électrique Roye 3 plans - Largeur : 800 mm

Garantie: 3 ans hors sellerie



Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).

En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche technique

Caractéristiques techniques Divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG MEDICAL : H. tout: L. 2000 × l. 670 × H. 490/960 mm. Dossier: L. 600 × l. 670 mm ou 800 mm Assise: L. 1350 × l. 670 mm ou 800 mm Poids du divan: 80 kg ou 90 kg (pour la version 800 mm de largeur) Poids supporté: 220 kg

Nuancier de couleurs

Nuancier de couleurs pour le Divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG MEDICAL
Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:

Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

[Lien vers la fiche du produit](#)