

Divan d'examen eMotio + à hauteur variable électrique PROMOTAL

Divan d'examen eMotio + à hauteur variable un concentré d'innovation.



Marque : PROMOTAL

Référence : 4055-20

Prix : ~~6500.00€~~ 6200.00€

Offre valable du 10/04/2024 au 17/05/2024

Options disponibles :

couleurs PROMOTAL 2022 : Classique - Antistatique, Classique - Bleu minuit, Classique - Citron, Classique - Fuchsia, Classique - Glacier, Classique - Gris, Classique - Obscure, Classique - Paon, Classique - Platine, Classique - Prune, Classique - Saphir, Classique - Tomate, *Elégance - Bleu argenté (+ 90.00€), Elégance - Camel (+ 90.00€), Elégance - Crépuscule (+ 90.00€), Elégance - Liège (+ 90.00€), Elégance - Orage (+ 90.00€), Elégance - Paprika (+ 90.00€), Elégance - Végétal (+ 90.00€), Elégance - Vert profond (+ 90.00€)*

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 319.00€), Livraison et installation étage (+ 389.00€)

Garantie : Garantie : 5 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre, Garantie : 5 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et dépl (+ 140.00€)

Description

Divan eMotio + à hauteur variable PROMOTAL
Divan eMotio + électrique
PROMOTAL - Mobilier médical



Paiement
3X sans frais CB

Le divan électrique eMotio + à hauteur variable électrique de Promotal est un divan très performant, conçu par des professionnels de la santé et du milieu médical.

Ce divan d'examen permet d'accueil des **personnes âgées**, des **personnes en situation de handicap**, des **femmes enceintes**, des **enfants...**

Le divan d'examen eMotio + est très confortable pour vos patients, mais également très ergonomique afin de faciliter votre quotidien.

L'optimisation des consultations, une priorité du divan d'examen eMotio + Deux positions Quick Exam : Paramétrez vos deux positions favorites afin de les mettre en place en 1 impulsion En un clic, passez de la position d'accueil à votre position favorite La hauteur, l'inclinaison du dossier et le repose-jambes sont ajustables électriquement très simplement Hauteur variable : de 45cm à 96cm Les roulettes s'activent électriquement La position d'examen pédiatrique et gynéco Appui-bras convertible Appui-jambes convertible Appui-tête réglable Tilt **Capacité : jusqu'à 205kg** Les différence entre le divan eMotio et le eMotio + ?

Le eMotio + possède les options suivantes : appui-bras et d'appui-jambes convertible, un appui-tête réglable et un tilt.

Le divan d'examen eMotio + est disponible en couleur : Gamme de coloris classique : (Pour sellerie uniquement)



élégance

(Pour sellerie uniquement)

Les + de la gamme élégance :

Traitement de finition avec vernis de protection invisible : facilité de nettoyage, résistance aux tâches, aux salissures et à la migration des couleurs du jean.

Traitement Sanitized (Normes ISO 21702) :

Activité antibactérienne et antivirale avec 99% d'efficacité sur les coronavirus humains.

La gamme élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

Vidéo d'utilisation du Divan d'examen eMotio + hauteur variable :

Garantie : 5 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre

Garantie : 5 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et déplacement (en option)




Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).

Données techniques


Caractéristiques du divan d'examen eMotio + à hauteur variable : Accueil et examen en position fauteuil d'examen Position basse jusqu'à 45cm Mouvements électriques doux et sécurisés Relationnel plus équilibré entre le médecin et son patient Poignées d'assistance (en accessoire) Sellerie anatomique grand confort Accueil des patients jusqu'à 205kg

Dimensions / Précautions d'installation



Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



Télécharger la Fiche d'Utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)