

Divan d'examen électrique Quest système patins et dossier à gaz PROMOTAL

Le divan d'examen électrique Quest est un divan à hauteur variable de 46cm à 92cm.



Marque : PROMOTAL

Référence : 2050-10

Prix : 2850.00€ 2550.00€

Offre valable du 10/04/2024 au 17/05/2024

Options disponibles :

Modèle sellerie : Sellerie plate 65, Sellerie plate 75 (+ 390.00€), Sellerie à bourrelets 65 (+ 450.00€), Sellerie à bourrelets 75 (+ 570.00€), Sellerie anatomique 73 (+ 717.60€)


couleurs PROMOTAL 2022 : Classique - Antistatique, Classique - Bleu minuit, Classique - Citron, Classique - Fuchsia, Classique - Glacier, Classique - Gris, Classique - Obscure, Classique - Paon, Classique - Platine, Classique - Prune, Classique - Saphir, Classique - Tomate, Élégance - Bleu argenté (+ 90.00€), Élégance - Camel (+ 90.00€), Élégance - Crépuscule (+ 90.00€), Élégance - Liège (+ 90.00€), Élégance - Orage (+ 90.00€), Élégance - Paprika (+ 90.00€), Élégance - Végétal (+ 90.00€), Élégance - Vert profond (+ 90.00€)

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 319.00€), Livraison et installation étage (+ 389.00€)

Garantie : Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre, Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et dépl (+ 140.00€)

Description

Divan Quest système patins et dossier à gaz PROMOTAL Divan d'examen électrique PROMOTAL



Paiement
3X sans frais CB

Le divan d'examen électrique Quest de PROMOTAL est un divan d'examen qui permet de varier la hauteur (de 46cm à 92cm) via une commande manuelle. Il est idéal pour accueillir tout type de patient comme des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap, mais encore, des seniors et des personnes blessées...

Le **divan Quest** est à **hauteur variable**, avec un mouvement électrique très doux. L'ensemble des éléments du divan Quest est pensés pour faciliter le quotidien du praticien, ainsi que le confort de ses patients. Le dossier du divan d'examen est **réglable par vérin à gaz**, il est équipé de **deux bras d'élévation robustes**.

Le divan Quest peut accueillir un patient jusqu'à 200kg.

Le divan d'examen est équipé d'un support rouleau papier de longueur max de 50cm et diamètre de 12.5cm.

Les patins de réglage sont sous piètement Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier est réglable
Commande manuelle ou au pied, Capacité d'accueil de 200kg Support pour rouleau drap d'examen Structure est en acier avec des finitions époxy gris nuage Sellerie non-feu M1

Afin de vous apporter un équipement sur mesure, vous pouvez choisir le type de sellerie qui vous convient le mieux.

Différents modèles de sellerie disponibles pour le Divan Quest : Sellerie plate 65 - Sellerie plate - Largeur 65cm (divan en photo) Sellerie plate 75 - Sellerie plate - Largeur 75cm Sellerie à bourrelets 65 - Sellerie à bourrelets - Largeur 65cm Sellerie à bourrelets 75 - Sellerie à bourrelets - Largeur 75cm Sellerie anatomique 73 - Sellerie anatomique - Largeur 73cm

Le divan d'examen Quest est disponible en différents modèles : Quest système patins et dossier à gaz - 2050-10 Quest système Block'n Roll et dossier à gaz - 2050-15 Quest système patins proclive/déclive et dossier à gaz - 2050-20 Quest système Block'n Roll proclive/déclive et dossier à gaz - 2050-30 Quest système Block'n Roll proclive/déclive et dossier électrique - 2050-50

Afin d'adapter au mieux votre divan d'examen Quest à votre cabinet, le divan est disponible en plusieurs couleurs.

Le divan d'examen Quest PROMOTAL est disponible en couleur : Gamme de coloris classique :
(Pour sellerie uniquement)





Gamme de coloris

élégance

(Pour sellerie uniquement)

Les + de la gamme élégance :

Traitement de finition avec vernis de protection invisible : facilité de nettoyage, résistance aux tâches, aux salissures et à la migration des couleurs du jean.

Traitement Sanitized (Normes ISO 21702) :

Activité antibactérienne et antivirale avec 99% d'efficacité sur les coronavirus humains.

La gamme élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

Vidéo d'utilisation du Divan d'examen électrique Quest PROMOTAL :

Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre

Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et déplacement (en option)




Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étagé, etc..).


Fiche technique

Divan d'examen électrique Quest système patins et dossier à gaz PROMOTAL Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier réglable par vérin à gaz Commande manuelle ou au pied Patins de réglage sous piètement Capacité de charge jusqu'à 200kg Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm) 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne Structure acier avec finition époxy gris nuage




Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)