

## Divan d'examen électrique Quest patins proclive/déclive à gaz PROMOTAL

Le divan d'examen Quest de PROMOTAL est un divan d'examen électrique à hauteur variable.



**Marque :** PROMOTAL

**Référence :** 2050-20

**Prix :** ~~3177.60€~~2877.60€

Offre valable du 10/04/2024 au 17/05/2024

### Options disponibles :

*Modèle sellerie :* Sellerie plate 65, Sellerie plate 75 (+ 390.00€), Sellerie à bourrelets 65 (+ 450.00€), Sellerie à bourrelets 75 (+ 570.00€), Sellerie anatomique 73 (+ 717.60€)

*couleurs PROMOTAL 2022 :* Classique - Antistatique, Classique - Bleu minuit, Classique - Citron, Classique - Fuchsia, Classique - Glacier, Classique - Gris, Classique - Obscure, Classique - Paon, Classique - Platine, Classique - Prune, Classique - Saphir, Classique - Tomate, Élégance - Bleu argenté (+ 90.00€), Élégance - Camel (+ 90.00€), Élégance - Crépuscule (+ 90.00€), Élégance - Liège (+ 90.00€), Élégance - Orage (+ 90.00€), Élégance - Paprika (+ 90.00€), Élégance - Végétal (+ 90.00€), Élégance - Vert profond (+ 90.00€)

*Choix de la livraison :* Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 319.00€), Livraison et installation étage (+ 389.00€)

*Garantie :* Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre, Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et dépl (+ 140.00€)

### Description

Divan d'examen Quest proclive/déclive dossier à gaz PROMOTAL  
Divan électrique Quest patins proclive/déclive à hauteur variable



Paiement  
3X sans frais CB

Le **divan d'examen Quest** est un divan d'examen **électrique à hauteur variable** (46cm à 92cm). Il est équipé de position proclive, décline.

Il est idéal pour recevoir en consultation tout type de patient, des femmes enceintes, des personnes âgées, etc...

Le divan d'examen Quest dispose de la position de proclive, décline, +19°, -19°. Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier est réglable Commande manuelle ou au pied, Capacité d'accueil de 200kg Support pour rouleau drap d'examen Structure est en acier avec des finitions époxy gris nuage Sellerie non-feu M1.

Le divan d'examen Quest à hauteur variable de PROMOTAL est disponible : Quest système patins et dossier à gaz - 2050-10 Quest système Block'n Roll et dossier à gaz - 2050-15 Quest système patins proclive/décline et dossier à gaz - 2050-20 Quest système Block'n Roll proclive/décline et dossier à gaz - 2050-30 Quest système Block'n Roll proclive/décline et dossier électrique - 2050-50

Afin de vous apporter un équipement sur mesure, vous pouvez choisir le type de sellerie qui vous convient le mieux.

Sellerie disponible pour le divan d'examen électrique Quest PROMOTAL : Sellerie plate 65 - Sellerie plate - Largeur 65cm (divan en photo) Sellerie plate 75 - Sellerie plate - Largeur 75cm Sellerie à bourrelets 65 - Sellerie à bourrelets - Largeur 65cm Sellerie à bourrelets 75 - Sellerie à bourrelets - Largeur 75cm Sellerie anatomique 73 - Sellerie anatomique - Largeur 73cm

Afin d'adapter au mieux votre divan d'examen Quest à votre cabinet, le divan est disponible en plusieurs couleurs.

### **Garantie : 2 ans hors sellerie**

Divan d'examen électrique Quest hauteur variable disponible en couleur : Gamme de coloris classique : (Pour sellerie uniquement)





Gamme de coloris

élégance

(Pour sellerie uniquement)

Les + de la gamme élégance :

**Traitement de finition avec vernis de protection invisible** : facilité de nettoyage, résistance aux tâches, aux salissures et à la migration des couleurs du jean.

**Traitement Sanitized (Normes ISO 21702)** :

Activité antibactérienne et antivirale avec 99% d'efficacité sur les coronavirus humains.

La gamme élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

Vidéo du Divan d'examen électrique Quest Hauteur Variable PROMOTAL :

Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre

Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et déplacement (en option)




**Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".**

**Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).**

## Fiche technique

Divan d'examen électrique Quest PROMOTAL : Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier réglable par vérin à gaz Commande manuelle ou au pied Patins de réglage sous piètement Capacité de charge jusqu'à 200kg Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm) 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne Structure acier avec finition époxy gris nuage




## Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



## Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)