

## **Doppler foetal et vasculaire sans sonde SPENGLER**

Le Doppler foetal et vasculaire sans sonde SPENGLER.



**Marque :** SPENGLER

**Référence :** 743301

**Points de fidélité offerts :** 145

**Prix :** 129.00€

### **Description**

Doppler foetal et vasculaire sans sonde SPENGLER : Doppler foetal et vasculaire sans sonde SPENGLER  
Le Doppler foetal et vasculaire sans sonde SPENGLER est un doppler permettant une détection facile et précoce des troubles circulatoires dans les vaisseaux sanguins.

Ce **Doppler foetal et vasculaire** est un appareil portable, très mobile qui peut être utilisé en milieu hospitalier, en cabinet ou pour le contrôle à domicile chez les patients.

Grâce à son écran LCD ce doppler permet d'offrir une très bonne résolution pour le diagnostic et permet une lecture simple et rapide des résultats, il affiche :

Fréquence cardiaque Jauge de batterie Puissance de l'onde de pouls Fréquence de la sonde.

Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes

Retrouvez nos sondes compatibles en [cliquant ici](#)

### **Fiche Technique**

Caractéristiques du Doppler foetal et vasculaire sans sonde SPENGLER : Dimensions : 135 x 92 x 29 mm  
Poids : 245 g Fréquence de travail : 2MHz (+/- 10%), 5 ou 8 MHz (+/- 10%) Alimentation : 2 piles LR6 AA  
1,5 Consommation : < 0,8 W Sondes interchangeables avec détection automatique

[Lien vers la fiche du produit](#)