

Doppler Sonotrax Basic A avec sonde 2 MHz EDAN

Doppler Sonotrax Basic A avec sonde étanche interchangeable 2 MHz EDAN.



Marque : EDAN

Référence : FRAEDA005

Points de fidélité offerts : 179

Prix : 195.00€

Description

Doppler Sonotrax Basic A avec sonde 2 MHz EDAN : Doppler Sonotrax Basic A Edan avec sonde
Le Doppler Sonotrax Basic A avec sonde 2 MHz EDAN est un doppler Ultrasonic foetal avec sonde étanche interchangeable de 2 MHz permettant l'écoute du coeur et de la fréquence cardiaque foetal, peut s'utiliser en vasculaire avec une sonde de 5 MHz..

Le **Doppler Sonotrax Basic A avec sonde 2 MHz EDAN** est équipé d'un écran LCD rétro-éclairé et également d'un haut parleur intégré avec sortie pour écouteurs externes.

Détection et identification de la sonde utilisée Possibilité de changement de 3 modes d'utilisation Indicateur de batterie faible Autonomie de 18h environ en continu Fourni avec trousse de transport et 2 piles AA

Validation clinique

Garantie : 2 ans



Fiche Technique

Caractéristiques Techniques du Doppler Sonotrax Basic A EDAN : Plage de mesure : 50 – 210 BPM
Précision : +/- BPM Arrêt automatique : Après 1 min sans signal Audio : Haut-parleur intégré et sortie pour écouteurs Autonomie : Environ 18h en continu Dimensions : 138 x 85 x 32 mm Poids : 295 g

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)