
FICHE TECHNIQUE XTP03



APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE

Sécurisé - Efficace - Confortable

Technologie Brevetée

Fabrication Française



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids	1,9 kg	Temps de Travail (maintien)	4 sec
Dimensions	11 29 25 cm	Temps de Repos (maintien)	12 sec
Puissance	24 W	Réglage de pression	10 à 99 mmHg (13,5 à 132 mB)
Tension	12 V	Temps de traitement (Séance)	30 min
Pression délivrée	10 à 99 mmHg (13,5 à 132 mB)	Intensité sonore	44 dB<l<46 dB
Pression atmosphérique	70kPa à 106kPa	Température de fonctionnement	+0°C+40°C
Degré d'hygrométrie de fonctionnement	30% à 80%	Température de stockage	-5°C+45°C
Pression atmosphérique de stockage	70kPa à 106kPa	Degré d'hygrométrie de stockage	30% à 80%
Alimentation AC/DC	GSM60B12P1J Mean well		

Appareil de classe Type BF IP20

Mode de régulation de la pression

Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)

Choix des programmes

Cycle fixe de sept phases répété sur la séance

Gonflage des éléments

2 rangées de 3 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément



Matériaux des éléments

Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane
Fermeture : éléments thermo-soudés

Raccordement

Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air
Pompe / tubes : avec barette détrompeur

Identification des éléments

Manchons de 3 chambres (compartiments)
Bottes de 3 chambres
Hanchières de 3 chambres

Confort d'utilisation

Dispositif de drainage veino-lymphatique individuel pour une utilisation à domicile

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dimensions	
M3PGM	Manchon	Ø 58 cm * 77 cm	
B3PIM	Botte	Ø 80 cm * 85 cm	
H3P	Hanchière	Ø 80 cm * 106 cm	
GHB	Gaines d'hygiène biodégradables (lot de 100 u)	40 x 120 cm	
VAL02	Valisette		

OBJECTIFS

Pour soulager bras ou jambes, améliorer votre récupération sportive ou simplement pour le bien-être procuré par la séance, le XTP03 à domicile sera votre meilleur allié.

UTILISATION

Maniement simplifié avec modulation de la pression de 10 à 99 mmHg. Intégration de la technologie brevetée Eureduc avec des paramètres préenregistrés et fixés.