

Electrocardiographe

COLSON[®]



ECG 3 pistes ultra compact et simple d'utilisation

➤ Electrocardiographe portable **CardiTouch**

Enregistrement de tracés ECG 1, 2 et 3 pistes

- Compact et léger.
- Ecran tactile et Clavier.
- Visualisation du signal ECG sur écran, format : 1, 3, 6 et 12 pistes.
- Enregistrement automatique ou manuel.
- Autonomie jusqu'à 450 tracés ou 4 heures en continu (Batterie entièrement chargée).
- Port USB pour connexion PC et stockage jusqu'à 100 cas sur carte microSD (non fournie).
- Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.

Caractéristiques

- Papier : rouleau, largeur 50mm / longueur 20m
- Dérivations : 12 dérivations standards
- Affichage : écran tactile LCD 60x35mm
- 4 vitesses d'enregistrement : 6,25/ 12,5/ 25 et 50 mm/sec - Sensibilité : 5, 10, 20mm/mV ±5%
- Filtres : AC, EMG ou DFT
- Température d'utilisation : +5 °C~+35 °C - Humidité relative : ≤ 80 %
- Alimentation électrique : adaptateur de 12 V, Batterie au lithium rechargeable 7,4 V, 2 000 mAh
- Poids : 500 g avec batterie et papier - Dimension : 207x96x62 mm



Calcul des paramètres et aide à l'interprétation

Référence	CC 638 6000	Code ACL	3401060275440	CE 0123

Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

Chaque jour, nous améliorons votre vie.

drive

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE