

## **Draps d'examen Confort (135 formats - 50 x 35 cm) carton de 9**

Les Draps d'examen Extrafort sont composés de 135 formats de 50 x 35cm et conditionné en carton de 9 rouleaux



**Référence :** HEXJ226PVM

**Points de fidélité offerts :** 31

**Prix :** 64.90€

### **Description**

Draps d'examen Confort (135 formats - 50 x 35 cm) carton de 9 Draps d'examen ouate double plis gaufrée collée

Les Draps d'examen ouate double plis gaufrée collée, d'un grammage de 2 x 18g/m<sup>2</sup> lui permet d'absorber jusqu'à 200 g de liquide par m<sup>2</sup>.

135 formats de 50 x 35 cm

Permet de protéger le matériel médical et le patient des contaminations.

Fabriqué en FRANCE



**Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".**

**La livraison "pas de porte" signifie que le colis est déposé juste devant la porte du destinataire sans être remis personnellement à la personne. Le destinataire doit récupérer le colis à cet endroit et le prendre lui-même à l'intérieur.**

[Lien vers la fiche du produit](#)