

Drap de transfert 70gr par 50 unités ABENA

Le drap de transfert 70gr en sachet de 50 unités de chez ABENA est un drap en polypropylène pour le transfert de patient dans le milieu des services de secours (ambulanciers, pompiers, secouristes..).



Marque : ABENA

Référence : 53037

Points de fidélité offerts : 39

Prix : 69.00€

Description

Drap de transfert 70gr par 50 unités ABENA

Le drap de transfert à usage unique 70g est conçu pour faciliter le déplacement et le transfert des patients dans un environnement médical. Il est fabriqué à partir d'un matériau léger mais résistant, ce qui le rend facile à manipuler tout en offrant une protection adéquate pour le patient.

Drap de transfert 70gr par 50 unités ABENA, les caractéristiques principales :

Matériau durable : Le drap de transfert est fabriqué à partir d'un matériau en polypropylène de haute qualité, ce qui le rend résistant aux déchirures et durable.

Léger et facile à utiliser : Avec un poids de 70 grammes, le drap de transfert est léger et facile à manipuler, permettant une utilisation pratique par le personnel médical.

Surface lisse : La surface lisse du drap de transfert facilite le glissement du patient d'une surface à une autre, minimisant ainsi l'effort requis pour les transferts.

Hygiénique et à usage unique : Le drap de transfert est conçu pour être utilisé une seule fois, réduisant ainsi les risques de contamination croisée et assurant un environnement hygiénique pour les patients.

Drap de transfert 70gr par 50 unités ABENA, les avantages :

Le drap de transfert à usage unique facilite les transferts de patients en minimisant les frottements et les efforts physiques nécessaires.

Le drap de transfert à usage unique réduit les risques de contamination croisée grâce à son utilisation à usage unique.

Le drap de transfert à usage unique offre une surface lisse pour un mouvement fluide et confortable du patient.

Le drap de transfert à usage unique est léger et facile à manipuler, ce qui facilite le travail du personnel médical.

Le drap de transfert à usage unique est fabriqué à partir d'un matériau durable, garantissant une utilisation fiable.

Drap de transfert 70gr par 50 unités ABENA, l'utilisation du drap :

Le drap de transfert à usage unique 70g est largement utilisé par les services de secours (ambulanciers, pompiers, secouristes..) ainsi que dans les hôpitaux, les cliniques et d'autres établissements de soins de santé pour faciliter les transferts de patients. Il peut être utilisé lors des transferts du lit au brancard, du brancard à la table d'opération, ou pour tout autre déplacement nécessitant une surface lisse et hygiénique

Les draps de transfert à usage unique et leurs caractéristiques : Matière : Polypropylène spunbond Résistance : Drap résistant aux forces de traction Capacité : 150kg maximum Hygiène : Les draps sont emballés individuellement Dimension : 150 x 220 cm Grammage : 70 g/m² (+/-2) Dispositif médical **Classe I** Sans latex Couleur : Blanc Les draps de transfert à usage unique Abena : Soucieux de l'environnement, les draps d'examen se recycle facilement Il fond environ 165°C Il se détruit complètement à 300°C Le polypropylène est chimiquement non-réactif et considéré comme **biologiquement inerte**

[Possibilité de commander une palette de draps 70gr avec un prix dégressif !](#)



Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

La livraison "pas de porte" signifie que le colis est déposé juste devant la porte du destinataire sans être remis personnellement à la personne. Le destinataire doit récupérer le colis à cet endroit et le

prendre lui-même à l'intérieur.

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)