


Echelle optométrique murale COMED

L'Echelle optométrique murale COMED est une échelle de lecture disponible en plusieurs modèles pour différents test.



Marque : COMED

Référence : COM3281505

Points de fidélité offerts : 18

Prix : 18.40€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : D'Armaignac pour illétrés - Lecture à 5 mètres, Pour enfants - Lecture à 5 mètres, Test de Monoyer - Lecture à 5 mètres, Test de Monoyer - Lecture à 3 mètres

Description

Echelle optométrique murale COMED : Echelle optométrique murale COMED

L'Echelle optométrique murale COMED est une échelle de lecture disponible en plusieurs modèles pour différents test. Echelle optométrique en plastique lavable permettant de tester l'acuité visuelle par lecture d'une distance de 3m ou 5m.

Chaque ligne de l'**Echelle optométrique murale** correspond à 1/10 de l'acuité visuelle.

L'Echelle optométrique murale COMED est disponible en modèle : D'Armaignac pour illétrés - Lecture à 5 mètres Pour enfants - Lecture à 5 mètres Test de Monoyer - Lecture à 5 mètres Test de Monoyer - Lecture à 3 mètres

[Lien vers la fiche du produit](#)