

Eclairage Dmed Visano Hôpitaux DERUNGS

L'Eclairage Dmed Visano Hôpitaux DERUNGS avec éclairage utilisant la technologie LED.



Marque : DERUNGS

Référence : D15451000

Points de fidélité offerts : 899

Prix : 999.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Version pin Visano 20-2 p tx, Version plafond Visano 20-2 c t1 (+ 600.00€)

Description

Eclairage Dmed Visano Hôpitaux DERUNGS Eclairage Dmed Visano Hôpitaux

L'Eclairage Dmed Visano Hôpitaux DERUNGS est un éclairage utilisant la technologie LED, il est utilisé à usage médical lors de petite chirurgie ou pour la dermatologie.

Cet **éclairage** est doté d'un **revêtement anti microbien** permettant de garantir une bonne **hygiène** du dispositif.

Rotation en continu de la tête (axe pivotant de 360°) Rendement lumineux 60 000 lux / 1.0 m

Garantie : 2 ans

L'Eclairage Dmed Visano Hôpitaux DERUNGS est disponible en 2 modèles : Version pin Visano 20-2 p tx Version plafond Visano 20-2 c t1



Fiche technique

Caractéristiques de l'Eclairage Dmed Visano Hôpitaux DERUNGS : Rendement lumineux 60 000 lux / 1.0 m Température de couleur : 3 500 K, 4 500 K Diamètre du champ éclairé : 190 mm 2 couleurs de température 4 niveaux de graduation en continu Rotation en continu de la tête (axe pivotant de 360°)

[Lien vers la fiche du produit](#)