

## Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN avec enregistrement manuel et automatique.



Marque: EDAN

**Référence :** FRAEDA008 **Points de fidélité offerts :** 875

**Prix:** 789.00€

# **Description**

Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN : Electrocardiographe ECG Edan 3 pistes SE 300B

Paiement
3X sans CB

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN est un électrocardiographe avec enregistrement manuel et automatique avec interprétation testé CSE, AHA, MIT.

D'une autonomie de 3 heures l'**Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN** à un écran LCD de 320 x 240.

**Calcul des paramètres** : fréquence cardiaque, intervalle P-R, durée du complexe QRS, intervalle Q-T, axe P/QRS/T, amplitude RV5/SV1

Mémoire : 144 ECG Ecran : 320 x 240 LCD Alimentation secteur et batterie rechargeable

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN est livré avec : 1 câble patient 10 fils à fiche banane 6

électrodes précordiales 4 sangles avec électrodes intégrées 1 liasse papier 1 fusible de recharge 1 manuel d'utilisation Accessoires pour ECG SE 300B EDAN : Sacoche Papier ECG


Garantie: 3 ans



## Fiche Technique

Caractéristiques techniques ECG 3 pistes SE 300B EDAN : Poids : 2.5 kg / Dimensions : 28.8 x 21 x 70 cm / Autonomie : 3 heures / Memoire 144 ECG. Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interpretation testee CSE/AHA/MIT Enregistrement des 12 derivations simultanement avec convertisseur 24 bits Filtration digitale : Bande passante 0.05/0.15/0.25/0.32/0.5/0.67 Hz. Bande etroite :25/35/45 Hz/ OFF Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz Sensibilite / amplitude : 2.5/5/10/20.10/5, AGC (mm/mV) Ecran :  $320 \times 240$  LCD Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion Imprimante Thermique haute resolution integree ou possibilite de brancher une imprimante externe pour impression des 12 derivations sur A4 Papier :  $80 \text{ mm} \times 20 \text{ m}$  / Vitesse de deroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12.5 ; 25 ; 50 mm/s, Connectivite : Ethernet / RS232 / USB Ecg livre avec : 1 Câble patient 10 fils a fiche banane / 6 electrodes precordiales / 4 sangles avec electrodes integrees / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange) Validation CE / TÜV

#### Télécharger la Fiche Technique



#### Manuel d'utilisation



Lien vers la fiche du produit