

Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN est un électrocardiographe avec enregistrement manuel et automatique avec interprétation testé CSE, AHA, MIT.



Marque :EDAN

Référence :FRAEDA008

Points de fidélité offerts :875

Prix :875.00€

Description

Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN :



**Paiement
3X sans
frais CB**

Electrocardiographe ECG Edan 3 pistes SE 300B

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN est un électrocardiographe avec enregistrement manuel et automatique avec interprétation testé CSE, AHA, MIT.

D'une autonomie de 3 heures l'**Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN** à un écran LCD de 320 x 240.

Calcul des paramètres : fréquence cardiaque, intervalle P-R, durée du complexe QRS, intervalle Q-T, axe P/QRS/T, amplitude RV5/SV1

Mémoire : 144 ECG Ecran : 320 x 240 LCD Alimentation secteur et batterie rechargeable

L'Electrocardiographe ECG 3 pistes SE 300B EDAN est livré avec : 1 câble patient 10 fils à fiche banane 6 électrodes précordiales 4 sangles avec électrodes intégrées 1 liasse papier 1 fusible de recharge 1 manuel

d'utilisation Accessoires pour ECG SE 300B EDAN : [Sacoche Papier ECG](#)

Garantie : 3 ans



Fiche Technique

Caractéristiques techniques ECG 3 pistes SE 300B EDAN : Poids : 2.5 kg / Dimensions : 28.8 x 21 x 70 cm / Autonomie : 3 heures / Memoire 144 ECG. Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interpretation testee CSE/AHA/MIT Enregistrement des 12 derivations simultanement avec convertisseur 24 bits Filtration digitale : Bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz. Bande etroite :25/35/45 Hz/ OFF Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz Sensibilite / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV) Ecran : 320 x 240 LCD Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion Imprimante Thermique haute resolution integree ou possibilite de brancher une imprimante externe pour impression des 12 derivations sur A4 Papier : 80 mm x 20 m / Vitesse de deroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s, Connectivite : Ethernet / RS232 / USB Ecg livre avec : 1 Câble patient 10 fils a fiche banane / 6 electrodes precordiales / 4 sangles avec electrodes integrees / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange) Validation CE / TÜV

Télécharger la Fiche Technique



Manuel d'utilisation



[Lien vers la fiche du produit](#)