

Electrocardiographe ECG portable 3 pistes Carditouch COLSON

L'Électrocardiographe ECG portable 3 pistes Carditouch COLSON compact et léger avec imprimante et aide à l'interprétation.



Marque : COLSON Référence : CC6386000

Prix: 659.00€

Description

Electrocardiographe ECG portable 3 pistes Carditouch COLSON : Electrocardiographe ECG portable 3 pistes Carditouch COLSON

L'Electrocardiographe portable 1,2 et 3 pistes Carditouch COLSON est un ECG portable ultra compact et léger, il est idéal en cabinet médical pour un médecin généraliste, en maison de santé ou lors de visite chez le patient.

Cet ECG CardiTouch 3 pistes, **12 dérivations**, permet de **calculer les paramètres** et dispose d'une **aide à l'interprétation**.

Autonomie jusqu'à 450 tracés ou 4h en continu Enregistrement automatique ou manuel Port USB pour connection PC, stockage sur carte microSD (non fournie) Dimensions 20,7 x 9,6 x 6,2 cm Poids : 500g (avec batterie et papier) Clavier et écran tactile LCD


L'Electrocardiographe ECG portable 3 pistes Carditouch COLSON : un câble patient quatre électrodes périphériques six électrodes à ventouse un rouleau de papier largeur 50 mm un adaptateur d'alimentation secteur une trousse de transport



Fiche technique

Caractéristiques techniques de l'électrocardiographe ECG portable 3 pistes Carditouch COLSON : Dimensions 20,7 x 9,6 x 6,2 cm Poids : 500g (avec batterie et papier) Papier : rouleau Largeur : 50 mm Longueur : 20 cm Dérivations : 12 dérivations standard Affichage : écran tactile LCD 60 x 35 mm 4 vitesse d'enregistrement : 6,25 /12,5 / 25 / 50 mm/sec Sensibilité : 5 /10 / 20 mm/mV +/-5% Filtres : AC, EMG ou DFT Alimentation adaptateur 12V

Télécharger la Fiche Technique



Lien vers la fiche du produit