

Electrodes Glycémie Freestyle Papillon Easy ABBOTT

Les Electrodes Glycémie Free Style Papillon Easy ABBOTT, permettent un prélèvement et une application du sang encore plus simple et rapide.



Marque : ABBOTT

Référence : 70969-70

Points de fidélité offerts : 45

Prix : 49.90€

Description

Electrodes Glycémie Free Style Papillon Easy ABBOTT :

Electrodes Glycémie Free Style Papillon Easy ABBOTT en flacon de 100

Les Electrodes Glycémie Free Style Papillon Easy ABBOTT fonctionnent sans calibration :
Avec une micro quantité de sang de seulement 0.3µL

Aspiration instantanée de la goutte de sang par simple contact

Durée du test : 4 sec

Les Electrodes Glycémie Free Style Papillon Easy ABBOTT sont compatibles avec les lecteurs de la gamme Free Style suivants : Free Style Papillon Free Style Papillon Lite Free Style Papillon Mini Free Style Papillon Vision Free Style Papillon Insulinx Free Style Navigator II

[Lien vers la fiche du produit](#)