

Electrostimulateur Compex Pro Physio CEFARCOMPEX

L'Electrostimulateur Compex Pro Physio CEFARCOMPEX est un stimulateur qui dispose de 4 canaux polyvalents destiné à la prise en charge des indications traitées en électrothérapie



Marque : CEFARCOMPEX

Référence : 2535110

Points de fidélité offerts : 1000

Prix : 899.00€

Description

Electrostimulateur Compex Pro Physio CEFARCOMPEX :



Paiement
3X sans frais CB

Electrostimulateur Compex Pro Physio CEFARCOMPEX

L'Electrostimulateur Compex Pro Physio est un stimulateur 4 canaux polyvalent développé pour prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou Prévention des oedèmes post-traumatiques.

L'**Electrostimulateur Compex Pro Physio** est destiné aux professionnels de la santé en charge de la rééducation de leurs patients. Facilement transportable pour des soins à domicile ou en cabinet médical, il dispose également d'une grande autonomie et est facilement rechargeable. Ses 4 canaux polyvalent ont été développés pour prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou encore Prévention des oedèmes post-traumatiques.

Technologie Muscle Intelligent : Mi Scan, Mi Tens, Mi Range, Mi Action, Mi Sensor Fonction 2+2

Fonction Trigger Recherche de pente automatique pour dénervation partielle Stylet point moteur

Le Compex Pro Physio dispose de 8 programmes utilisés **en kinésithérapie** et **physiothérapie**, aussi bien en réhabilitation, anti-douleur, neurologie, vasculaire, incontinence, préparation physique, muscles dénervés et courants directs (Oedème, Hyperhidrose et Iontophorèses).

Le kit Electrostimulateur Compex Pro Physio contient : Electrostimulateur Compex Pro Physio 1 Batterie haute énergie 1 Chargeur rapide 1 Adaptateur Snap Fil 4 Câbles 4 Câbles Mi Sensor 1 Housse de protection 2 Sachets d'électrodes (5x5 cm 1 snap) 2 Sachets d'électrodes (5x10 cm 2 snap) 1 Jeu d'électrodes ultra-souples carbone 1 Electrodes Iontophorèse 1 Guide de démarrage rapide et avertissements 1 Manuel d'utilisation et guide pratique sur CD/USB 1 Guide de positionnement des électrodes 1 Stylet point moteur 1 Flacon de gel 250 ml 1 Clip ceinture 1 Malette de transport

Garantie: 3 ans



Fiche technique

Caractéristiques techniques de l'électrostimulateur Compex Pro Physio : Nombre de canaux : 4 Courant constant : Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal Intensité maximale : 120 mA Incréments : 0.25 mA Largeur d'impulsion : 30 to 1000 ms Fréquence : 1 to 150 Hz MDD : Classe IIa Classe IP : IP22 Applications : Type BF conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1,-2 IEC 60601-2-10 Ecran rétro-éclairé : oui Stylet point moteur : oui 4 canaux indépendants : oui Fonctionnement sur batterie : oui Chargeur rapide : oui

Télécharger la Fiche Technique



[Lien vers la fiche du produit](#)