

## **Emetteur ultrason minisonic Winelec SISSEL**

Emetteur ultrason minisonic Winelec SISSEL traitement des tendinites.



**Marque :**WINELEC

**Référence :**6586

**Points de fidélité offerts :**100

**Prix :**218.90€

### **Description**

Emetteur ultrason minisonic Winelec Pour agir sur les zones douloureuses

L'**Emetteur ultrason minisonic Winelec SISSEL**, est un **appareil à ultrason** d'appoint, émettant en **continu** et **vibrant**, permettant d'agir sur la zone douloureuse.

L'**ultrason minisonic Winelec** est un appareil portable permettant le traitement de nombreuses blessures et maladies tel que : **tendinites, arthrites, entorses** et **foules, sciatique** et blessures sportives.

Les ultrasons vont agir sur la zone ciblé : articulations, ligaments, tendons, muscles et vont permettre de soulager la douleur.

Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané Tête de traitement : 9 cm<sup>2</sup> Puissance vibration : 117Hz Les ultrasons pénètrent la peau et les tissus mous, en produisant des vibrations au centre même de la zone touchée qui apaisent l'inflammation et soulagent la douleur. Les ultrasons en pénétrant les tissus, les détendent et augmente le flux sanguin local pour aider à réduire l'enflure et l'inflammation chronique. L'augmentation du débit sanguin permet d'apporter plus d'oxygène et de nutriments aux tissus, élimine les cellules des déchets et aide donc à la guérison.

Comment et pourquoi utiliser le traitement par ultrasons ?

L'Émetteur ultrason minisonic Winelec envoie des ultrasons sur la zone douloureuse un million de fois par seconde. Les ultrasons vont agir sur la zone douloureuse : articulations, ligaments, tendons, muscles et autres tissus ciblés et vont permettre de soulager la douleur sans médicaments et sans chirurgie.

Les ultrasons pénètrent la peau et les tissus mous, en produisant des vibrations au centre même de la zone touchée qui apaisent l'inflammation et soulagent la douleur. Les ultrasons en pénétrant les tissus, les détendent et augmentent le flux sanguin local pour aider à réduire l'enflure et l'inflammation chronique. L'augmentation du débit sanguin permet d'apporter plus d'oxygène et de nutriments aux tissus, élimine les cellules des déchets et aide donc à la guérison.

Garantie : 1 an



### **Fiche Technique**

Caractéristiques technique de l'Émetteur ultrason minisonic Winelec SISSEL : Tête de traitement : 9 cm<sup>2</sup>  
Fréquence : 1 Mhz Intensité réelle d'émission : MAX 0.5W/cm<sup>2</sup> Puissance 4.5W max Puissance vibration : 117Hz

[Lien vers la fiche du produit](#)