

Fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL

Le fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL alliant design et performance est le fauteuil indispensable à votre cabinet médical.



Marque : PROMOTAL

Référence : 80005-02F

Prix : 1710.00€

Options disponibles :

Modèle fauteuil de prélèvement : Deneo à hauteur fixe base circulaire - 80005-02F, Deneo à hauteur fixe base circulaire avec rotation - 80005-02R (+ 140.00€), Deneo à hauteur fixe rotation et concept Sit'n Go - 80000-02R (+ 179.00€), Deneo à hauteur variable hydraulique avec rotation - 80075-02R (+ 460.00€), Deneo hauteur variable hydraulique concept Sit'n Go - 80070-02R (+ 502.00€), Deneo hauteur fixe avec roues rotation - 80015-02R (+ 280.00€), Deneo hauteur fixe base roues rotation concept Sit'n Go - 80010- (+ 325.00€)

Couleur PROMOTAL : Obscure - 56, Raisin - 64, Rouge - 35, Vert d'eau, Blanc - 91, Naturel - 83, Lilas - 65, Bleu - 32, Bleu Ciel - 80, Bleu Marine - 92, Bonbon - 66, Cedrat - 63, Chocolat - 84, Cottage - 93, Etain - 96, Gris Souris, Jaune - 34, Lagon - 67

Nomenclature : protection PVC tétière (+ 49.80€), Porte-rouleau pour divan d'examen (+ 54.00€), protection PVC jambière (+ 49.80€), -

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 210.00€), Livraison et installation étage (+ 264.00€)

Description

Fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL Fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL

Le fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL de PROMOTAL est un fauteuil très innovant. Il vous offre confort et accessibilité. Le fauteuil DENEOPROMOTAL est le fruit



**Paiement
3X sans frais CB**

d'un travail en collaboration avec les professionnels des laboratoires.

Le fauteuil rend simple l'accès du patient, il favorise une pratique sûre et confortable. Il est équipé selon les modèles de deux appui-bras ergonomiques réglables, d'une rotation complète, d'un bras pivotant avec plateau, d'une position d'urgence instantanée. Le fauteuil DENEEO est idéal pour les prélèvements sanguin. Ce fauteuil nécessite deux fois moins de place qu'un fauteuil classique, idéal pour gagner de l'espace dans votre cabinet.

Capacité max : 200kg Position d'urgence instantanée Hauteur variable de 51cm à 71cm Hauteur fixe de 55cm Sellerie Bodyshape Concept Sit'n Go : lorsque le patient s'installe, il s'appuie sur les deux poignées latérales et le fauteuil se met automatiquement en position d'accueil Deux appui-bras amovibles sur rotules Deux poignées d'appui polyuréthane intégrées au niveau de l'assise Le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL est disponible en plusieurs modèles : Deneo hauteur fixe base circulaire - **80005-02F** Deneo hauteur fixe avec base circulaire avec rotation - **80005-02R** Deneo hauteur fixe avec base circulaire, rotation et concept Sit'n Go - **80000-02R** Deneo hauteur variable hydraulique avec rotation - **80075-02R** Deneo hauteur variable hydraulique avec rotation et concept Sit'n Go - **80070-02R** Deneo hauteur fixe base 4 roues diamètre 50 mm avec rotation - **80015-02R** Deneo hauteur fixe base 4 roues diamètre 50 mm avec rotation et concept Sit'n Go - **80010-02R**

Options disponibles pour le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL:
Plateau avec Bras rigide pivotant Droite/Gauche Déneo

Support pour étau Déneo

Etau pour accessoire Diam 16mm Déneo (support 80920-01 nécessaire)


Le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL est disponible en plusieurs couleurs:





Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)