

## Fauteuil Electrique Relaxation No Stress INNOV'S.A.

Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A avec 3 positions



**Marque :** INNOV'S.A.

**Référence :** no stress elec

**Points de fidélité offerts :** 500

**Prix :** 639.00€

### Options disponibles :

*Couleur au choix :* Gris Perle, Marron, Anthracite, Blanc

*OPTION AU CHOIX :* Livraison Gratuite, Livraison et installation à domicile (+ 100.00€)

### Description

Fauteuil Electrique NoStress INNOV'S.A. Fauteuil Relaxation NoStress INNOV'S.A. version Electrique



**Paiement**  
**3X sans frais CB**

Le Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A. est un fauteuil électrique confortable, fonctionnel et ultra moelleux. Grâce à ses accoudoirs amovibles, il facilite les transferts. Équipé de deux modules de couette zippés amovibles et lavables à 30°, son revêtement permet donc un nettoyage aisé.

Le **fauteuil électrique relaxation NoStress INNOV'S.A.** peut être utilisé en trois positions différentes : assise, relaxation et repos. Le réglage se fait grâce à sa télécommande et son utilisation est très pratique.

Avec son esthétique soigné, sa conception et sa fabrication française, le **Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A.** est un produit exclusif sur le marché.

Design Ultra Moderne pour votre salon Housse en polyuréthane compartimenté Modules de couettes zippées amovibles lavables

Le Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A. est disponible en : **PVC / Polyuréthane •** Imperméable Pistache Framboise Gris Anthracite **Velours •** Déperlant Marron Gris Perle **Tissus chiné ?Gris**

Les options du Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A. : **Kit Roulettes** ?4 Roulettes Ø 5 cm **Kit Réhausse** ?4 pieds de 8 cm

**Garantie** : 2 ans

Pièce hors main d'oeuvre

**Fabriqué en FRANCE**



**Pour les prestations de livraison :**


**La Livraison Gratuite se fait "pas de porte". Le forfait Livraison et Installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité.**

**En cas de besoin merci de nous consulter.**

#### **Fiche Technique**


Caractéristiques du Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A. : **Poids du fauteuil** : 40 kg **Poids maximum** : 130 kg Accoudoirs escamotables et/ou amovibles et housses lavable à 30 degrés. Modules de couette lavables et/ou remplaçables **3 positions** : assise, relaxation, repos **Composition de la couette** : garnie

de fibre creuse siliconée pour un ultra confort **Sécurité** : revêtement non feu M2 et biocompatible.  
Dimensions du Fauteuil Electrique Relaxation NoStress INNOV'S.A. : **Largeur** : 72 cm **Hauteur d'assise** : 70 cm **Largeur d'assise** : 53 cm **Longueur position assise** : 85 cm **Longueur position repos** : 170 cm **Longueur position relax** : 130 cm




### POUR L'INCLINER EN POSITION TV

- Posez vos mains au milieu des deux accoudoirs (coudes fléchis), serrez les accoudoirs avec vos mains.
- Poussez avec vos mains (serrées sur les accoudoirs) vers l'avant et dans le même temps appuyez sur le dossier avec votre dos.



### POUR L'INCLINER EN POSITION REPOS

- Levez légèrement les jambes afin de libérer la bascule du dossier.
- Appuyez sur le dossier avec votre dos.



### POUR REVENIR EN POSITION ASSIS

- Passez au préalable par la position REPOS
- Puis posez vos mains sur les deux accoudoirs (bras tendus), serrez les accoudoirs avec vos mains.
- Tirez vers vous avec vos mains serrées (le plus loin possible) sur les accoudoirs et dans le même temps appuyez sur le repose jambes avec vos mollets.

**Télécharger la Fiche d'Utilisation**

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)