

Fauteuil d'examen gynécologique VOG MEDICAL

Fauteuil gynécologique 3 plans avec dossier et jambière réglables.



Marque : VOG MEDICAL

Prix : 1640.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe, Paire d'étriers INOX (- 1670.00€), Paire d'étriers en mousse polyuréthane (- 1670.00€), Paire d'étriers en PU avec système de rotules (- 1545.00€), Assise relevable (- 1695.00€), Marche-pied escamotable (- 1705.00€)

Description

Fauteuil gynécologique VOG MEDICAL l'examen gynécologique avec VOG MEDICAL

Le fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe VOG MEDICAL est un fauteuil à 3 plans avec dossier et jambière réglables par vérin à gaz.



**Paiement
3X sans
frais CB**

Les caractéristiques du fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe Vog Médical

Le **fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe Vog Médical** comprend une table 3 plans permettant diverses positions de votre patiente dont la position allongée. Le dossier est réglable par vérin à gaz à l'aide d'une commande bilatérale. La jambière est aussi réglable par vérin à gaz. Tube diamètre 30 mm. L'arrière dos, le dessous assise, et le dessous jambière du **fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe Vog Médical** sont en ABS blanc. La cuvette du fauteuil est en inox. Le **fauteuil d'examen gynécologique à hauteur fixe Vog Médical** dispose aussi d'un porte-rouleau au dossier. Le revêtement est tendu et la densité

de la mousse est de 28 kg/m³.

Vendu sans étriers.

Fauteuil d'examen gynécologique VOG MEDICAL avec options : Paire d'étriers INOX (1991/0) Paire d'étriers en mousse polyuréthane (1991/2) Paire d'étriers en PU avec système de rotules (ROTULES/PU) Assise relevable (position de Trendelenburg -5°/+12°) (2006/2) Marche-pied escamotable (3096/1)
Garantie: 3 ans hors sellerie



Fiche Technique

Dimension du fauteuil gynécologique VOG MEDICAL : Hors tout: L. 1620 × l. 700 x H. 800 mm Dossier: L. 720 x l. 600 mm Assise: L. 450 × l. 600 mm Jambière: L. 450 × l. 600 mm Poids du divan: 45 kg Poids supporté: 220 kg

Nuancier de couleurs

Nuancier du Fauteuil gynécologique VOG MEDICAL

Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:

Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

[Lien vers la fiche du produit](#)