

Fauteuil d'examen gynécologique Le Quesnoy VOG MEDICAL

Fauteuil d'examen gynécologique Le Quesnoy VOG MEDICAL en 3 partie proclive/déclive.



Marque : VOG MEDICAL

Prix : 4250.00€

Description

Fauteuil gynécologique Le Quesnoy VOG MEDICAL Fauteuil gynécologique Le Quesnoy VOG MEDICAL
Le Fauteuil d'examen gynécologique Le Quesnoy VOG MEDICAL est un fauteuil en 3 partie proclive/déclive, avec jambièrè réglable par vérin à gaz, et repose-tête.

Fauteuil en 3 parties Proclive/déclive Hauteur variable avec 2 colonnes électriques de 640 à 1040 mm
Sellerie plate Jambière réglable par vérin à gaz Repose tête réglable en hauteur Equipée d'une paire de douilles pour étriers (inclus paire de soutien jambe en mousse de PU ou étriers en inox) Cuvette inox
Commande manuelle Porte rouleau Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3 Moteur classe II
Garantie: 3 ans hors sellerie



Fiche technique

Caractéristiques du Fauteuil gynécologique Le Quesnoy VOG MEDICAL : H. tout: L. 1750 × l. 800 × H. 640/1040 mm Dossier: L. 720 × l. 600 mm Assise: L. 450 × l. 600 mm Jambière: L. 280 x 600 mm Poids du divan: 90 kg Poids supporté: 300 kg

Nuancier de couleurs

Nuancier pour le Fauteuil gynécologique Le Quesnoy :

Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:

Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

[Lien vers la fiche du produit](#)