

Fauteuil d'examen ORL électrique CCA VOG MEDICAL

Le fauteuil d'examen ou de consultation ORL électrique CCA Vog Médical.



Marque : VOG MEDICAL

Prix : 3690.00€

Options disponibles :

Socle : Trapèze, piètement 4 roulettes à frein de diamètre 100 mm (+ 200.00€)

Description

Fauteuil d'examen ORL électrique CCA VOG MEDICAL Fauteuil ORL CCA
- Version électrique

Le fauteuil d'examen ORL CCA VOG MEDICAL en version électrique est un fauteuil de consultation en 4 parties utile pour les consultations en Oto-rhino-laryngologie. Réglable par vérin à gaz et d'accoudoirs escamotables.



**Paiement
3X sans frais CB**

Le repose-pied, le dossier et jambières sont synchrone .

Les caractéristiques du fauteuil d'examen ou de consultation électrique Le fauteuil de consultation est en 4 parties. Sur socle trapèze recouvert de pvc identique à la garniture du fauteuil. La hauteur est variable avec 1 colonne électrique de 600 à 800 mm (sans système de rotation) Sellerie tendue, épaisseur 60 mm. Synchronisation du Dossier (-5° à + 85°), de la jambière (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz. Accoudoirs escamotables. Protection cristal transparent au niveau de la jambière. Commande au pied. Mousse densité 38 kg/m3. Moteur classe II.

Fauteuil d'examen ORL CCA sur colonne électrique disponible : Sur socle trapèze Sur piétement 4 roulettes à frein diamètre 100mm

Garantie: 3 ans hors sellerie



Fiche technique

Les dimensions du fauteuil d'examen ORL électrique H. tout: L. 1810 × l. 810 × H. 600/800 mm.
Dossier: H. 630 × l. 480 mm. Assise: P. 700 × l. 470 mm. Jambière: H. 230 × l. 370 mm. Tête: H. 165 x l. 200 mm. Poids du divan: 60 kg. Poids supporté: 220 kg. Garantie: 3 ans hors sellerie.

Les options du fauteuil d'examen ORL électrique Motorisation électrique dossier/jambière. (3522/0)
Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm). (3521/0) Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). (603/0) Tête réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14). (693/0)

Nuancier de couleurs

Nuancier pour le Fauteuil ORL CCA Electrique Vog Medical

Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:






















Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

NUANCIERS





















DIABOLO CLUB M1

									
MAIS	POLLEN	MANDARINE	POTIRON	FUSCHIA	ORIFLAMME	ROUSSILLON	PETUNIA	GLYCINE	VIOLETTE
									
POIRIER	TILLEUL	TURQUOISE	ÉGÉE	COBALT	ORAGE	ALBATRE	GALET	ÉLEPHANT	ECORCE
									
ANTHRACITE	MARRON								

GINKGO M1

									
SEIGLE	DUNE	MIRABELLE	GRANNY	AMANDE	TURQUOISE	AIGUE MARINE	LAVANDE	NUIT	PÉTROLE
									
CAPUCCINO	CITROUILLE	BEGONIA	GROSEILLE	PIVOINE	TOMATE	TOMETTE	MORGON	QUETSCHÉ	MYRTILLE
									
BLANC	MASTIC	PIERRE	SOURIS	TAUPE	TERRE	CHATAIGNE	CAFÉ	CHOCOLAT	ANTHRACITE
									
ENDIVE	GLACIER	MENTHE	VERT	LILAS					

URBAN M1

									
PERLE	BETON	GRANNY	ABSINTHE	ORIGAN	PETROLE	ABYSSE	CHATAIGNE	FICELLE	TERRE
									

[Lien vers la fiche du produit](#)