

Fauteuil de prélèvement Cayeux VOG MEDICAL

Fauteuil de prélèvement Cayeux VOG MEDICAL destiné aux laboratoires d'analyses médicales.



Marque :VOG MEDICAL

Référence :3123/PREL

Prix :795.00€

Options disponibles :

Modèle fauteuil de prélèvement : Dossier inclinable, Dossier synchrone avec jambière (+ 145.00€), Dossier indépendant de la jambière (+ 350.00€)

Couleur : Diabolo Club - Maïs, Diabolo Club - Pollen, Diabolo Club - Mandarine, Diabolo Club - Potiron, Diabolo Club - Fuschia, Diabolo Club - Oriflamme, Diabolo Club - Roussillon, Diabolo Club - Petunia, Diabolo Club - Glycine, Diabolo Club - Violette, Diabolo Club - Poirier, Diabolo Club - Tilleul, Diabolo Club - Turquoise, Diabolo Club - Egée, Diabolo Club - Cobalt, Diabolo Club - Orage, Diabolo Club - Albatre, Diabolo Club - Galet, Diabolo Club - Elephant, Diabolo Club - Ecorce, Diabolo Club - Anthracite, Diabolo Club - Marron, Ginkgo - Seigle, Ginkgo - Dune, Ginkgo - Mirabelle, Ginkgo - Granny, Ginkgo - Amande, Ginkgo - Turquoise, Ginkgo - Aigue Marine, Ginkgo - Lavande, Ginkgo - Nuit, Ginkgo - Pétrole, Ginkgo - Capuccino, Ginkgo - Citrouille, Ginkgo - Bégonia, Ginkgo - Groseille, Ginkgo - Pivoine, Ginkgo - Tomate, Ginkgo - Tomette, Ginkgo - Morgon, Ginkgo - Quetsche, Ginkgo - Myrtille, Ginkgo - Blanc, Ginkgo - Mastic, Ginkgo - Pierre, Ginkgo - Souris, Ginkgo - Taupe, Ginkgo - Terre, Ginkgo - Chataigne, Ginkgo - Café, Ginkgo - Chocolat, Ginkgo - Anthracite, Ginkgo - Endive, Ginkgo - Glacier, Ginkgo - Menthe, Ginkgo - Vert, Ginkgo - Lilas, Urban - Perle, Urban - Béton, Urban - Granny, Urban - Absinthe, Urban - Origan, Urban - Pétrole, Urban - Abyse, Urban - Chataîgne, Urban - Ficelle, Urban - Terre, Urban - Orange, Urban - Fuchsia, Urban - Tomate, Urban - Prune, Urban - Chocolat, Urban - Ananas, Urban - Turquoise, Urban - Pensée, Urban - Cendre, Urban - Réglisse, Urban - Géranium

Nomenclature : Livraison Gratuite, Livraison et installation à domicile (+ 110.00€)

Description

Fauteuil de prélèvement Cayeux VOG MEDICAL



Paiement
3X sans frais CB

Fauteuil de prélèvement

VOG MEDICAL

Le Fauteuil de prélèvement Cayeux VOG MEDICAL est un fauteuil de prélèvement nouvelle génération confortable afin de réaliser des prélèvements en laboratoire d'analyse ou en cabinet infirmier.

Structure bâti rond, époxy gris Sellerie tendue, épaisseur 120 mm Crochet porte urine Paires de douilles pour porte sérum Capot abs fixé derrière le dossier Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale Assise escamotable Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison

Fauteuil de prélèvement Cayeux VOG MEDICAL est disponible en : Fauteuil de prélèvement Cayeux avec dossier inclinable Fauteuil de prélèvement Cayeux avec dossier synchrone avec jambière Fauteuil de prélèvement Cayeux avec dossier indépendant de la jambière

Garantie: 3 ans hors sellerie



Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).

En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche technique

Caractéristiques du Fauteuil de prélèvement Cayeux VOG MEDICAL Dossier: H. 810 × l. 520 mm Assise: P.420 × l. 520 mm Accotoirs: L. 400 × l. 120 mm – épaisseur 40 mm Hauteur d'assise : 480 mm Poids du divan: 30 kg Poids supporté: 180 kg

Nuancier de couleurs



Nuancier de couleurs pour le Fauteuil Cayeux VOG MEDICAL

Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:

Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

NUANCIERS

DIABOLO CLUB M1

								
MAIS	POLLEN	MANDARINE	POTIRON	FUSCHIA	ORIFLAMME	ROUSSILLON	PETUNIA	GLYCINE
								
POIRIER	TILLEUL	TURQUOISE	ÉGÉE	COBALT	ORAGE	ALBATRE	GALET	ÉLEPHANT
								
ANTHRACITE	MARRON							

GINKGO M1

								
SEIGLE	DUNE	MIRABELLE	GRANNY	AMANDE	TURQUOISE	AIGUE MARINE	LAVANDE	NUIT
								
CAPUCCINO	CITROUILLE	BEGONIA	GROSEILLE	PIVOINE	TOMATE	TOMETTE	MORGON	QUETSCHÉ
								
BLANC	MASTIC	PIERRE	SOURIS	TAUPE	TERRE	CHATAIGNE	CAFÉ	CHOCOLAT
								
ENDIVE	GLACIER	MENTHE	VERT	LILAS				

URBAN M1

								
PERLE	BETON	GRANNY	ABSINTHE	ORIGAN	PETROLE	ABYSSE	CHATAIGNE	FICELLE
								