

Fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL

Le fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL alliant design et performance est le fauteuil indispensable à votre cabinet médical.



Marque : PROMOTAL

Référence : 80005-02F

Prix : 2175.00€

Options disponibles :

Modèle fauteuil de prélèvement : Deneo à hauteur fixe base circulaire - 80005-02F, Deneo à hauteur fixe base circulaire avec rotation - 80005-02R (+ 190.00€), Deneo à hauteur fixe rotation et concept Sit'n Go - 80000-02R (+ 239.00€), Deneo à hauteur variable hydraulique avec rotation - 80075-02R (+ 655.00€), Deneo hauteur variable hydraulique concept Sit'n Go - 80070-02R (+ 715.00€), Deneo hauteur fixe avec roues rotation - 80015-02R (+ 375.00€), Deneo hauteur fixe base roues rotation concept Sit'n Go - 80010- (+ 415.00€)

couleurs PROMOTAL 2022 : Classique - Antistatique, Classique - Bleu minuit, Classique - Citron, Classique - Fuchsia, Classique - Glacier, Classique - Gris, Classique - Obscure, Classique - Paon, Classique - Platine, Classique - Prune, Classique - Saphir, Classique - Tomate, Élégance - Bleu argenté (+ 50.00€), Élégance - Camel (+ 50.00€), Élégance - Crépuscule (+ 50.00€), Élégance - Liège (+ 50.00€), Élégance - Orage (+ 50.00€), Élégance - Paprika (+ 50.00€), Élégance - Végétal (+ 50.00€), Élégance - Vert profond (+ 50.00€)

OPTION AU CHOIX : -, protection PVC tétière (+ 49.80€), protection PVC jambière (+ 49.80€), Porte-rouleau pour divan d'examen (+ 54.00€)

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 275.00€), Livraison et installation étage (+ 370.00€)

Garantie : Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre, Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et dépl (+ 140.00€)

Description



Le fauteuil de prélèvement DENEOPROMOTAL est un fauteuil très innovant. Il vous offre confort et accessibilité. Le fauteuil DENEOPROMOTAL est le fruit d'un travail en collaboration avec les professionnels des laboratoires.

Le fauteuil rend simple l'accès du patient, il favorise une pratique sûre et confortable. Il est équipé selon les modèles de deux appui-bras ergonomiques réglables, d'une rotation complète, d'un bras pivotant avec plateau, d'une position d'urgence instantanée. Le fauteuil DENEOPROMOTAL est idéal pour les prélèvements sanguins. Ce fauteuil nécessite deux fois moins de place qu'un fauteuil classique, idéal pour gagner de l'espace dans votre cabinet.

Capacité max : 200kg Position d'urgence instantanée Hauteur variable de 51cm à 71cm Hauteur fixe de 55cm Sellerie Bodyshape Concept Sit'n Go : lorsque le patient s'installe, il s'appuie sur les deux poignées latérales et le fauteuil se met automatiquement en position d'accueil Deux appui-bras amovibles sur rotules Deux poignées d'appui polyuréthane intégrées au niveau de l'assise Le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL est disponible en plusieurs modèles : Deneo hauteur fixe base circulaire - **80005-02F** Deneo hauteur fixe avec base circulaire avec rotation - **80005-02R** Deneo hauteur fixe avec base circulaire, rotation et concept Sit'n Go - **80000-02R** Deneo hauteur variable hydraulique avec rotation - **80075-02R** Deneo hauteur variable hydraulique avec rotation et concept Sit'n Go - **80070-02R** Deneo hauteur fixe base 4 roues diamètre 50 mm avec rotation - **80015-02R** Deneo hauteur fixe base 4 roues diamètre 50 mm avec rotation et concept Sit'n Go - **80010-02R**

Options disponibles pour le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL:
Plateau avec Bras rigide pivotant Droite/Gauche Deneo

Support pour étau Deneo

Etau pour accessoire Diam 16mm Deneo (support 80920-01 nécessaire)

Le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL est disponible en plusieurs couleurs:

LA GAMME CLASSIQUE / CLASSIC RANGE (pour selleries uniquement / for upholstery only)



LA GAMME ELÉGANCE / ELEGANT RANGE (pour selleries uniquement / for upholstery only)



LES + DE LA GAMME ELÉGANCE :



- Traitement de finition avec vernis de protection invisible pour une facilité de nettoyage, résistance aux taches, à la migration des jeans.
- Finishing treatment with invisible protective varnish for ease of cleaning, resistance to stains, dirt and the migration of jeans.



- Traitement Sanitized (Normes ISO 21702) : activité antibactérienne et antivirale avec 99% d'efficacité sur les coronavirus humains.
- Sanitized treatment (ISO 21702 standards): antibacterial and antiviral activity with 99% effectiveness on human coronaviruses.

La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.

The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.

Normes d'ignifugation / Fire proof norms : M1 NF P 92503 – BS 5852 – DIN 4102 B2 – NF EN 1021.1 – NF 1021.2 – NFD 60 013

Vidéo d'utilisation du fauteuil de prélèvement Dénéo PROMOTAL :

Garantie : 2 ans - Hors sellerie et main d'oeuvre

Garantie : 2 ans - Pièces (hors sellerie), main d'oeuvre et déplacement (en option)



Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)